



機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

高度管理医療機器 心臓用カテーテル型電極 JMDNコード：11434100

エフエムディ ルーメン付き電極カテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再滅菌禁止、再使用禁止

＜適用対象（患者）＞

- 本品は、以下の患者には使用しないこと。
 - 適当なサイズのシースの挿入を妨げる過度の末梢血管疾患のある患者〔脈管を貫通する恐れがあるため〕。
 - 過度の凝固時間の延長があるなど、抗血小板療法、抗凝固療法を禁忌とする患者〔本品使用の際には、抗血小板療法及び抗凝固療法が必要となる場合があるため〕。
 - 造影剤等、施術に必要な薬剤に対して重篤なアレルギーのある患者。
 - 妊娠している、あるいはその可能性がある患者〔X線透視装置の使用が不可欠のため〕。
 - 菌血症または敗血症の患者〔全身状態を悪化させる恐れがあるため〕。
 - 凝固障害の原因となる過剰または過少凝固異常を有する患者〔過剰な出血等の恐れがあるため〕。
 - 開胸手術の対象とならない患者〔開胸手術による対処が必要となる有害事象の発生があり得るため〕。
 - 本品が心臓弁を通過する必要がある場合、三尖弁置換をした患者〔置換された弁に損傷を与える恐れがあるため〕。
 - 重度の血行力不安定またはショックがある患者〔血行動態の破綻をきたす恐れがあるため〕

＜使用方法＞

- 冠状動脈には使用しないこと〔心筋梗塞、動脈穿孔、心タンポナーデの誘因となり、死亡に繋がる恐れがあるため〕。

【形状・構造及び原理等】

＜構造図＞



有効長	650mm
電極数	10個
シャフトサイズ	5Fr

※製品ごとの仕様については、各製品ラベルを確認すること。

＜原材料＞

プラチナイリジウム合金、ウレタンアクリレート、ポリエーテルブロックアミド、ポリイミド、ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

本品は、心臓の電気生理学的検査を行うために用いる。また、一時ペースングに用いることもある。

【使用方法等】

併用機器

本品は、以下の機器と併用可能である。

販売名	承認番号/届出番号	製造販売業者
エフエムディ ガイドワイヤー型電極カテーテル	30100BZX00046000	株式会社エフエムディ
エフエムディ 電極カテーテル用ケーブル	23B1X10012000001	株式会社エフエムディ

使用方法

＜使用方法（使用前）＞

- 本品は滅菌済みであるので、そのまま使用できる。
- 本品は単回使用製品であり、1回限りの使用のみとし、再使用できない。再滅菌や再使用はしないこと。
- 使用前にすべてのパッケージと本体を確認し、本体へのダメージや滅菌パッケージの破損がないか確認する。破損があった場合は使用せず、製造販売業者等に返却する。

＜使用方法（使用中）＞

- 包装から本品を清潔に保つように注意しながら紙トレーから取り出す。
- ヘパリン加生理食塩水を入れたシリンジをルーア部に接続し、フラッシュを行う。
- 適切なガイディングカテーテルを選択し、ガイディングカテーテルの使用法に従い、体内に挿入する。
- 本品をゆっくりとガイディングカテーテル内に挿入する。
- 必要に応じて、ルーア部より、ガイドワイヤー（0.025インチ又は0.035インチ）を挿入又は造影剤を注入後、X線透視下で本品を進め、先端部を心腔内の目的部位に進める。
- 必要に応じて、ルーア部より、エフエムディ ガイドワイヤー型電極カテーテルを挿入して、本品より先の血管等に留置する。
- 本品を目的部位に留置したら、本品後端部のコネクタに専用ケーブル（別売）を接続する。ケーブルのコネクタピンをカテーテル検査装置に接続し、診断を行う。
- 検査が終了したら本品をガイディングカテーテル内に引き戻し、取り出す。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- マイクロショック等を回避するため、併用医療機器等との接続や、保守点検を適切に行うこと。
- 本品が破損する恐れがあるためアルコール等の有機溶剤で拭かないこと。
- ペースメーカー植込み患者または ICD 植込み患者に対し本品を挿入する場合は、それぞれのリード電極に注意すること。また、心臓電気生理学的検査の刺激によるペースングの抑制や ICD の誤作動には十分注意し、設定変更などにて対応すること。
- X線透視下でカテーテルを進め、抵抗を感じたら無理やり進めたり引き抜いたりせず、カテーテルを注意深く引き、問題を解決してから、再挿入すること。〔血管及び心血管の損傷、心内損傷、パーフォレーション、タンポナーデを引き起こす可能性がある。〕

＜不具合・有害事象＞

1. 不具合

本品の使用に際し、以下のような不具合の可能性がある。不具合の発生は有害事象を引き起こす可能性がある。但し、不具合はこれらに限定されるものではない。

- 重大な不具合
 - 抜き困難
 - 挿入困難
 - 本品の断裂
- その他の不具合
 - 併用機器との干渉による抵抗

2. 有害事象

本品の使用に際し、以下のような有害事象の可能性がある。有害事象が重篤な場合は重大な合併症を引き起こす可能性がある。但し、有害事象はこれらに限定されるものではない。

- 重大な有害事象
 - 死亡
 - 心室細動を含む不整脈
 - 狭心症
 - 冠動脈塞栓/血栓/閉塞
 - 冠動脈解離/穿孔/破裂/障害
 - 血管損傷（穿孔、血管壁解離）
 - 虚血及び関連した神経障害
 - 脳卒中/脳血管障害
 - 虚血性合併症
 - 体内遺残
 - 心筋梗塞
 - 心筋虚血
 - 末梢血管の虚血、閉塞

- ・冠動脈攣縮、痙攣
- ・大腿偽動脈瘤/偽動脈瘤形成
- ・感染症、敗血症
- ・出血性合併症
- ・薬剤等に対するアレルギー
- ・ペースティング不全
- ・肺・遠位部（空気、組織、血栓性）塞栓
- ・弁閉鎖不全等の心臓弁の損傷
- ・植込み型ペースメーカー/ICD/CRT の作動不良
- ・心タンポナーデ
- ・房室ブロック等の徐脈
- ・心膜炎
- ・気胸
- ・血管攣縮
- ・動静脈瘻
- ・穿刺部合併症
- ・極度の出血
- ・マイクロショック

(2) その他の有害事象

- ・低血圧
- ・皮下血種形成
- ・高血圧

(3) その他不具合

- ・電極導線部の断線またはリーク
- ・ノイズ混入
- ・専用ケーブル接続部の接続不良
- ・シャフト部の変形またはキンク
- ・電位表示不良
- ・併用医療機器への挿入困難
- ・本品への併用医療機器の挿入
- ・本品からの併用医療機器の抜去困難

<妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用>

妊娠している、あるいはその可能性がある患者には使用しないこと[X線による胎児への影響が懸念されるため]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・保管の際には、曲げたり重い物の下に置いたりしないこと。
- ・水ぬれに注意し、直射日光・高温多湿を避け室温にて保管のこと。

<有効期間>

本品の包装ラベルに記載されている「使用期限」までに使用すること。[自己認証（当社データ）]による。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エフエムディ
電 話：03-3320-0081