

Compliance Chart

Balloon Size (mm)	Pressure (atm)																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.00	1.76	1.80	1.85	1.89	1.94	1.97	2.00	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12	2.15	<i>2.17</i>	<i>2.19</i>	<i>2.21</i>	<i>2.23</i>	<i>2.25</i>	<i>2.25</i>
2.50	2.17	2.27	2.33	2.39	2.44	2.47	2.50	2.53	2.55	2.57	2.59	2.62	2.64	<i>2.66</i>	<i>2.68</i>	<i>2.71</i>	<i>2.74</i>	<i>2.77</i>	<i>2.79</i>
3.00	2.57	2.69	2.79	2.84	2.89	2.96	3.00	3.04	3.07	3.10	3.13	3.16	3.19	<i>3.22</i>	<i>3.25</i>	<i>3.28</i>	<i>3.31</i>	<i>3.35</i>	<i>3.39</i>
3.50	3.02	3.16	3.25	3.33	3.39	3.45	3.50	3.54	3.57	3.60	3.64	3.67	3.70	<i>3.73</i>	<i>3.77</i>	<i>3.80</i>	<i>3.84</i>	<i>3.88</i>	<i>3.92</i>
4.00	3.53	3.67	3.75	3.83	3.89	3.95	4.00	4.04	4.07	4.11	4.15	4.19	4.22	<i>4.26</i>	<i>4.29</i>	<i>4.34</i>	<i>4.39</i>	<i>4.43</i>	<i>4.48</i>

 規定圧力 (Nominal Pressure)
 定格破裂圧 (Rated Burst Pressure)

※定格破裂圧を超えて使用しないでください。

*斜体字: 参考値を示す