

Compliance Chart

Balloon Size (mm)	Pressure (atm)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.50	-	1.30	1.34	1.37	1.41	1.44	1.47	1.50	1.53	1.55	1.57	1.59	1.60	1.62	<i>1.65</i>	<i>1.66</i>	<i>1.68</i>	<i>1.70</i>	<i>1.72</i>	<i>1.73</i>
2.00	-	1.76	1.80	1.85	1.89	1.94	1.97	2.00	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12	2.15	<i>2.17</i>	<i>2.19</i>	<i>2.21</i>	<i>2.23</i>	<i>2.25</i>	<i>2.25</i>
2.25	-	1.95	2.05	2.10	2.15	2.19	2.22	2.25	2.27	2.30	2.32	2.33	2.36	2.38	<i>2.40</i>	<i>2.42</i>	<i>2.44</i>	<i>2.46</i>	<i>2.49</i>	<i>2.51</i>
2.50	-	2.17	2.27	2.33	2.39	2.44	2.47	2.50	2.53	2.55	2.57	2.59	2.62	2.64	<i>2.66</i>	<i>2.68</i>	<i>2.71</i>	<i>2.74</i>	<i>2.77</i>	<i>2.79</i>
2.75	-	2.37	2.48	2.56	2.61	2.67	2.71	2.75	2.79	2.81	2.84	2.86	2.89	2.92	<i>2.94</i>	<i>2.97</i>	<i>3.00</i>	<i>3.03</i>	<i>3.06</i>	<i>3.09</i>
3.00	-	2.57	2.69	2.79	2.84	2.89	2.96	3.00	3.04	3.07	3.10	3.13	3.16	3.19	<i>3.22</i>	<i>3.25</i>	<i>3.28</i>	<i>3.31</i>	<i>3.35</i>	<i>3.39</i>
3.25	-	2.80	2.93	3.02	3.09	3.14	3.20	3.25	3.29	3.32	3.35	3.39	3.42	3.44	<i>3.48</i>	<i>3.51</i>	<i>3.54</i>	<i>3.58</i>	<i>3.61</i>	<i>3.65</i>
3.50	-	3.02	3.16	3.25	3.33	3.39	3.45	3.50	3.54	3.57	3.60	3.64	3.67	3.70	<i>3.73</i>	<i>3.77</i>	<i>3.80</i>	<i>3.84</i>	<i>3.88</i>	<i>3.92</i>
3.75	-	3.28	3.42	3.50	3.58	3.64	3.70	3.75	3.79	3.82	3.86	3.89	3.93	3.96	<i>4.00</i>	<i>4.03</i>	<i>4.07</i>	<i>4.12</i>	<i>4.15</i>	<i>4.20</i>
4.00	-	3.53	3.67	3.75	3.83	3.89	3.95	4.00	4.04	4.07	4.11	4.15	4.19	4.22	<i>4.26</i>	<i>4.29</i>	<i>4.34</i>	<i>4.39</i>	<i>4.43</i>	<i>4.48</i>

 規定圧力 (Nominal Pressure)
 定格破裂圧 (Rated Burst Pressure)

※定格破裂圧を超えて使用しないでください。
 *斜体字: 参考値を示す