

平成 27 年 7 月吉日

ご施設御中

製造販売元：株式会社カネカ

販売元：株式会社カネカメディックス

PAD4000 スマートガイド変更について

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品「皮膚灌流圧 (SPP) 測定装置 PAD4000」(製造元：米国 Vasamed 社) をご愛顧賜り深く感謝申し上げます。

この度、PAD4000 のオプションとして販売しておりますスマートガイドを Rev. 1 から Rev. 2 に変更させていただくことになりましたので、ご連絡申し上げます。

敬具

記

【変更概要】

- ① 足の指に装着しやすいよう、スポンジを柔軟な材質に変更し、形状も変更
- ② 剥がす際、患者様にとって苦痛とならないよう、粘着力の低いテープに変更
- ③ デザインの変更



Rev. 2 (変更後)



Rev. 1 (従来品)

なお、下記項目は変更ございません。

- ・ 使用方法
- ・ SPP 検査/PVR 検査への影響はないこと
- ・ パッケージ、箱、ラベル
- ・ 添付文書、取扱説明書
- ・ 粘着テープの生物学的安全性

【変更時期】平成 27 年 7 月以降

以上