

お客様各位

製造販売元：株式会社カネカ
販売元：株式会社カネカメディックス

弊社バルーンカテーテル製品ラベルへの2次元コード表示のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことと、お喜び申し上げます。
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製造上の管理の為に、下記のとおり弊社バルーンカテーテルの製品ラベルに「2次元コード」を表示する事といたしましたので、ご案内申し上げます。
今後とも、より一層のご愛顧賜りますよう、何卒よろしくごお願い申し上げます。

記

【対象製品】

胆管拡張バルーン REN

【変更日時】 7月中旬以降順次出荷となります。

【変更点】 カテーテルの製品ラベルに「2次元コード」を付加。

変更前

Biliary Balloon Dilatation Catheter (Over The Wire Type)

REF	カタログNo.	バルーン径	バルーン長	LOT	ロットNo.	SN	シリアルNo.	使用期限
REN25-1840-18	16-18mm	40mm	*****	*****	*****	*****	*****	*****

最大外径ワイヤ径: 0.025inch (0.64mm) | カテーテル有効長: 1800mm | 適合留子口径: φ3.2mm

管理医療機器
一般名称: 胆管拡張用カテーテル
販売名: カネカ胆管拡張バルーンREN
医療機器認証番号: 227ADGZX00079000
医療機器材料調達区分: 胆管拡張カテーテルEPBDバルーン
包装: 1本/箱

製造販売元: 株式会社 カネカ
大塚南大塚市北區中之島2-9-18
販売元: 株式会社 カネカメディックス

Lot: KANESKA REN RN25-1840-18 1800mm EPBDバルーン LOT:*****
SN: *****

変更後

Biliary Balloon Dilatation Catheter (Over The Wire Type)

REF	カタログNo.	バルーン径	バルーン長	LOT	ロットNo.	SN	シリアルNo.	使用期限
REN25-1840-18	16-18mm	40mm	*****	*****	*****	*****	*****	*****

最大外径ワイヤ径: 0.025inch (0.64mm) | カテーテル有効長: 1800mm | 適合留子口径: φ3.2mm

管理医療機器
一般名称: 胆管拡張用カテーテル
販売名: カネカ胆管拡張バルーンREN
医療機器認証番号: 227ADGZX00079000
医療機器材料調達区分: 胆管拡張カテーテルEPBDバルーン
包装: 1本/箱

製造販売元: 株式会社 カネカ
大塚南大塚市北區中之島2-9-18
販売元: 株式会社 カネカメディックス

Lot: KANESKA REN RN25-1840-18 1800mm EPBDバルーン LOT:*****
SN: *****

2次元コード

REF	カタログNo.	バルーン径	バルーン長	カテーテル有効長	適合留子口径	OTW type
REN25-1840-18	16-18mm	40mm	1800mm	φ3.2mm	0.025"	

REF	カタログNo.	バルーン径	バルーン長	カテーテル有効長	適合留子口径	OTW type
REN25-1840-18	16-18mm	40mm	1800mm	φ3.2mm	0.025"	