

2017年7月吉日

お客様 各位

製造販売元：フォルテ グロウ メディカル株式会社
 販売元：株式会社カネカメディックス

シラスコン® 閉鎖式排液バッグ オスルアーコネクタの保護キャップ変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



さて、この度、シラスコン® 閉鎖式排液バッグのオスルアーコネクタの保護キャップにつき、下記の通り仕様変更いたしましたのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【変更内容】 端部に突起を設けルアーロック対応としました。また、サイズの見直しを行いました。

	現行品	変更品
写真		
サイズ	約φ6mm×20mm	約φ6.5mm×22mm

【販売名】 シラスコン® 閉鎖式排液バッグ

【対象品番】

カタログ番号	製品名	JANコード	医療機器製造販売届出番号
781-1N	閉鎖式排液バッグ	4547319600058	09B1X00004000111
781-2N	閉鎖式排液バッグ（クランプ付）	4547319600362	

【変更時期】 2017年6月末頃のお客様への出荷分から順次

（ロット番号 781-1N：170525より、781-2N：170510より）

以上