

2018年1月吉日

お客様各位

製造販売元：株式会社カネカ

販売元：株式会社カネカメディックス

## SHOURYU フラッシュコネクタ変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「SHOURYU」（販売名：「カネカ オクリュージョンカテーテル NE-N1」及び「カネカ アシストバルーンカテーテル NE-N3」：詳細は別紙をご参照ください）のフラッシュコネクタの仕様を下記の通り変更致します。

何卒、ご了承賜り、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【変更内容】

フラッシュコネクタ※ のコネクタの仕様を、「ネジヤマあり」のものから「ネジヤマなし」のものに変更致します。

※ 保護チューブ内を生理食塩液でフラッシュする際に用います。

(変更前)



(変更後)



### 【変更時期】

2018年1月出荷分から順次（ロット番号：KP127244より）

注）変更後も暫くは、現行品と仕様変更品が混在致します。

以上

SHOURYU フラッシュコネクター変更のお知らせ 別紙

**【対象製品】**

**販売名：カネカ オクリュージョンカテーテル NE-N1**

製品名	カタログ番号	JAN コード	備考
SHOURYU 3-5	SF-30-050	4540778141278	SHOURYU 3-5 単品
SHOURYU 14system	SF14-30-050	4540778140905	SHOURYU 3-5+ TENROU S1014 の組合せ品

**販売名：カネカ アシストバルーンカテーテル NE-N3**

製品名	カタログ番号	JAN コード	備考
SHOURYU SR 4-10	SS-40-100S	4540778143456	SHOURYU SR 4-10 単品
SHOURYU HR 4-7	SS-40-070H	4540778143517	SHOURYU HR 4-7 単品
SHOURYU HR 7-7	SS-70-070H	4540778143524	SHOURYU HR 7-7 単品
SHOURYU SR 14system	SS14-40-100S	4540778143920	SHOURYU SR 4-10+ TENROU S1014 の組合せ品
	SS14-40-150S	4540778143937	SHOURYU SR 4-15+ TENROU S1014 の組合せ品
SHOURYU HR 14system	SS14-40-070H	4540778143982	SHOURYU HR 4-7+ TENROU S1014 の組合せ品
	SS14-70-070H	4540778143999	SHOURYU HR 7-7+ TENROU S1014 の組合せ品