

2018年7月吉日

取引先各位

製造販売元：株式会社カネカ

販売元：株式会社カネカメディックス

吸着型血漿浄化器「リポソーバー」の血漿入出口ノズルの形状
及び カラム材質 の変更のお知らせと在庫調整のお願い

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社製品「リポソーバー」の血漿流入口および出口のノズル形状を、カネカ専用のロック形状からルアロック形状（ISO 8637 適合）に、また、カラム材質をポリカーボネートからポリプロピレンに変更致します。変更内容の詳細につきましては、別紙をご参照下さい。

尚、本変更に伴い、専用血液回路 NK-M3R（製造販売元：日機装株式会社）の吸着器接続部コネクタもルアロック形状（ISO 8637 適合）に変更致しますことご報告申し上げます。

ルアロック形状製品が梱包されていることが識別できるよう、製品箱および輸送箱に「ルアロック型」と識別表示致しますので、ご使用に際しては識別表示を必ずご確認いただき、互換性を確認の上ご使用頂きます様お願い申し上げます。

「リポソーバー」に関しては、2018年8月1日以降は、現行カラムは販売終了し専用血液回路のみ現行品も併売させていただきますが、3ヶ月間の期間限定の予定です。

お取引先の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

記

- 対象製品： 「リポソーバー」のカラム と 専用血液回路
- 変更日： リポソーバー **2018年8月1日ご発注分**

	従来品カタログ番号	変更後
リポソーバーカラム カタログ番号 (JAN コード)	LA-15 のまま不変	
血液回路 カタログ番号 (JAN コード)	NK-M3R (JAN : 4987671100023)	NK-M3R(L) (JAN : 4987671100115)
製品箱と輸送箱の 識別表示	—	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> ルアロック型 Type "Luer lock" Typ „Luer-Lock“ Type « serrure de Luer » Tipo "Luer lock" Tipo "cerradura Luer" </div>

- 変更内容： 別紙参照

上記変更内容につきましてご不明な点に関しましては、弊社営業担当までお問い合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

●リポソーパー LA-15

	従来品	変更後
製品カラム	 <p>材質：ポリカーボネート (カラム本体は透明) 血漿出入口形状：カネカ専用ロック</p>	 <p>材質：ポリプロピレン (カラム本体は乳白色不透明) 血漿出入口形状：ルアロック ※承認番号、型式及び JAN コードは不変</p>
血液回路	<p>型式：NK-M3R JAN コード：4987671100023 吸着器接続コネクタ：カネカ専用ロック</p>   <p>流入口形状 流出口形状</p>	<p>型式：NK-M3R(L) JAN コード：4987671100115 吸着器接続コネクタ：ルアロック</p>  <p>流入口及び流出口は同形状 (ISO 8637 適合) ※認証番号は不変</p>
製品箱の 識別表示		 <p>ルアロック型 Type "Luer lock" Typ „Luer-Lock“ Type « serrure de Luer » Tipo "Luer lock" Tipo "cerradura Luer"</p> <p>ルアロック型の表示追加</p>
輸送箱の 識別表示		 <p>ルアロック型 Type "Luer lock" Typ „Luer-Lock“ Type « serrure de Luer » Tipo "Luer lock" Tipo "cerradura Luer"</p> <p>ルアロック型の表示追加</p>