

2020年5月吉日

ご施設 御中

株式会社カネカ  
株式会社カネカメディックス

レンタル機器、デモ機の新型コロナウイルス感染リスク低減策に関するお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が続いておりますが、弊社では血漿浄化装置 MA-03 及び SPP 測定装置 PAD4000 の移動先の患者様および医療スタッフの皆様への感染リスクを少しでも低減できるよう、レンタル機器、デモ機につきましては、前設置ご施設内で新型コロナウイルス（COVID-19）感染者がいないことが確認できた機器のみを弊社にて消毒作業を実施した後に搬入いたします。消毒は簡易的ではございますが、消毒用エタノールを用いて、マシンの正面パネル部及び操作部、両側面、背面、左右ポール部、左右脚部を清拭いたします。つきましては、レンタルのご依頼から搬入までには5日程（弊社営業日）のお時間を頂きますこと、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

なお、お使い頂いたレンタル機器、デモ機の引き上げの際には、ご施設内の新型コロナウイルス感染者の有無を確認させて頂きたく、ご協力賜りますよう併せてお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 対象機器：血漿浄化装置 MA-03  
SPP 測定装置 PAD4000
2. 開始時期：2020年5月1日～

以 上