

2020年5月吉日

お客様各位

川澄化学工業株式会社  
株式会社カネカメディックス

腹水濾過濃縮用血液回路 K-MT-9925 後継品番のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、川澄化学工業株式会社より販売しております下記腹水濾過濃縮用回路品番につきまして、今後株式会社カネカメディックスが販売する腹水濾過濃縮用回路品番にて御注文を頂戴したく、ご連絡致します。

尚、本案内に伴う回路の仕様変更につきましては、添付資料(別紙)をご確認いただきますようお願い申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧戴きますよう、宜しく願い申し上げます。

敬 具

記

① 変更内容

	変更前	変更後
品番	K-MT-9925	KMT-K006
JAN	4987488026844	4987488087432
仕様		主に 1. 「排出ライン」の追加 2. 「連結ライン (リークチェックライン) 再濃縮ライン」にクランプを追加 ※リークチェック機能の追加 3. 「濃縮腹水取込ライン」の血液フィルタを削除 ※詳細は添付資料(別紙)参照

② 変更時期

- ・「K-MT-9925」の在庫消尽し次第、順次切り替えを致します。

上記変更内容につきましてご不明な点に関しましては、カネカメディックス営業担当までお問合せいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

品番:K-MT-9925		品番:KMT-K006	
1次包装:K-MT-9925-1	洗浄ライン/原腹水取込ライン	1次包装:KMT-K006-1	洗浄ライン/原腹水取込ライン
		変更点	1.クランプを追加 2.エアイベントフィルターの数量変更(1個→3個)
1次包装:K-MT-9925-1	回収ライン	1次包装:KMT-K006-1	回収ライン
		変更点	無し
—	—	1次包装:KMT-K006-1	排出ライン
—			
		変更点	1.排出ラインの追加
1次包装:K-MT-9925-2	連結ライン/再濃縮ライン	1次包装:KMT-K006-2	連結ライン(リークチェックライン) 再濃縮ライン
		変更点	1.クランプを追加 ※リークチェック機能の追加
1次包装:K-MT-9925-3	濃縮腹水取込ライン	1次包装:KMT-K006-3	濃縮腹水取込ライン
		変更点	1.血液フィルタを削除
1次包装:K-MT-9925-3	廃液ライン	1次包装:KMT-K006-3	廃液ライン
		変更点	無し

1次包装:K-MT-9925-4,5	採取循環バッグ	1次包装:KMT-K006-4,5	採取循環バッグ
変更点		無し	
1次包装:K-MT-9925-6	回収バッグ	1次包装:KMT-K006-6	回収バッグ
変更点		無し	
1次包装:K-MT-9925-7	採液ライン	1次包装:KMT-K006-7	採液ライン
変更点		無し	