

2022 年 7 月吉日

取引先各位

株式会社カネカメディックス

カネカ高周波止血鉗子『RAICHO 2』 “スモールカップ”追加のお知らせ

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、カネカ高周波止血鉗子 RAICHO 2 に新たなラインナップが追加されることになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

発売時期：2022 年 7 月 25 日（予定）

販売代理店：富士フイルムメディカル社 ※ISSEN, SOUTEN, ICHIBANYARI GI と同様

製品仕様

	追加ラインナップ	既存品	
カタログ番号	RC2200-2SC	RC1550-2	RC1900-2
販売名	カネカ高周波止血鉗子		
一般名称	単回使用高周波処置用内視鏡能動器具		
認証番号	228ABBZX00031000		
価格	¥14,000／本		
カップ開幅	4mm	6mm	
カップ形状			
推奨対象臓器	食道・下部消化管	上下部兼用	
JAN コード	4540778183292	4540778178120	4540778178670
シャフト有効長	2200mm	1550mm	1900mm
挿入最大径	2.35mm		

※ 一部施設のみ富士フイルムメディカル社が 7 月 1 日より先行限定発売

以上