

2026年4月吉日

お客様各位

販売元：株式会社カネカメディックス

シラスコン製品に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、販売名：シラスコン[®]脳室ドレナージ、シラスコン[®]脳槽ドレナージの販売を終了し、後継品として販売名：シラスコン脳室ドレナージⅡ、シラスコン脳槽ドレナージⅡを販売することになりましたのでお知らせ申し上げます。

詳細につきましては、下表並びに別紙をご確認くださいませよう、よろしく願い申し上げます。

何卒、ご理解を賜り、引き続きシラスコン製品のご愛顧を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

- 記 -

【販売終了製品】			【後継品】		
販売名：シラスコン [®] 脳室ドレナージ			販売名：シラスコン脳室ドレナージⅡ		
製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	JANコード	製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	JANコード
製品名：シラスコン [®] 脳室ドレナージ 医療機器承認番号：20100BZZ02022000	762-3N	4540778104280	製品名：シラスコン脳室ドレナージⅡ 医療機器承認番号：30700BZX00239000	762-3KN	4540778193338
	763-3N	4540778104297		763-3KN	4540778193345
	765-4N	4540778104303		765-4KN	4540778193352
	766-5N	4540778104310		766-5KN	4540778193369
	767-6N	4540778104389		767-6KN	4540778193376
製品名：シラスコン [®] 脳室ドレナージ (スタイルット付) 医療機器承認番号：20100BZZ02022000	767-8N	4540778104327	767-8KN	4540778193383	
	760-3N	4540778104426	760-3KN	4540778193390	
	760-4N	4540778104433	760-4KN	4540778193406	
	760-5N	4540778104440	760-5KN	4540778193413	
	760-6N	4540778104457	760-6KN	4540778193420	

【販売終了製品】			【後継品】		
販売名：シラスコン [®] 脳槽ドレナージ			販売名：シラスコン脳槽ドレナージⅡ		
製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	JANコード	製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	JANコード
製品名：シラスコン [®] 脳槽ドレナージ 医療機器承認番号：20100BZZ02023000	720-3N	4540778104587	製品名：シラスコン脳槽ドレナージⅡ 医療機器承認番号：30800BZX00009000	720-3KN	4540778193680
	720-4N	4540778104594		720-4KN	4540778193697
	720-5N	4540778104600		720-5KN	4540778193703

一般的名称：脳室向け脳神経外科用カテーテル

クラス分類：Ⅳ

医療機器分類：高度管理医療機器

保険医療請求区分：脳・脊髄カニューレ・Ⅱ

* 2026年4月ごろより順次変更いたします。

● 包装単位について

【販売終了製品】			【後継品】		
販売名：シラスコン®脳室ドレナージ			販売名：シラスコン脳室ドレナージⅡ		
製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	包装単位	製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	包装単位
製品名：シラスコン®脳室ドレナージ 医療機器承認番号：20100BZZ02022000	762-3N	5本/箱	製品名：シラスコン脳室ドレナージⅡ 医療機器承認番号：30700BZX00239000	762-3KN	5本/箱
	763-3N			763-3KN	
	765-4N			765-4KN	
	766-5N			766-5KN	
	767-6N			767-6KN	
	767-8N			767-8KN	
製品名：シラスコン®脳室ドレナージ (スタイレット付) 医療機器承認番号：20100BZZ02022000	760-3N	5本/箱	製品名：シラスコン脳室ドレナージⅡ (スタイレット付) 医療機器承認番号：30700BZX00239000	760-3KN	5本/箱
	760-4N			760-4KN	
	760-5N			760-5KN	
	760-6N			760-6KN	

【販売終了製品】			【後継品】		
販売名：シラスコン®脳槽ドレナージ			販売名：シラスコン脳槽ドレナージⅡ		
製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	包装単位	製品名・医療機器承認番号	カタログ番号	包装単位
製品名：シラスコン®脳槽ドレナージ 医療機器承認番号：20100BZZ02023000	720-3N	5本/箱	製品名：シラスコン脳槽ドレナージⅡ 医療機器承認番号：30800BZX00009000	720-3KN	5本/箱
	720-4N			720-4KN	
	720-5N			720-5KN	

● 包装形態別のラベルについて（脳室ドレナージと脳室ドレナージⅡの例）



【個包装ラベル】

販売名：シラスコン®脳室ドレナージ	販売名：シラスコン脳室ドレナージⅡ

【箱包装ラベル】







販売名：シラスコン®脳室ドレナージ	販売名：シラスコン脳室ドレナージⅡ

【ケース包装ラベル】

販売名：シラスコン®脳室ドレナージ	販売名：シラスコン脳室ドレナージ II
	

脳室ドレナージ II、脳槽ドレナージ II のケース包装は廃止します。

● 深度マークの違い

【販売終了製品】		【後継品】	
シラスコン®脳室ドレナージ	<ul style="list-style-type: none"> カテーテルの先端から2~15cmの間に1cmごとにプリント。 (数字の表記は5、10、15cm) ブランド名SILASCONのプリント。 	シラスコン脳室ドレナージ II	<ul style="list-style-type: none"> カテーテル先端から2~25cmの間に1cmごとにプリント。 (数字の表記は1cmごと) 
シラスコン®脳室ドレナージ (スタイレット付)	<ul style="list-style-type: none"> カテーテル先端から2~25cmの間に1cmごとにプリント。 (数字の表記は5、10、15、20、25cm) ブランド名SILASCONのプリント。 	シラスコン脳室ドレナージ II (スタイレット付)	<ul style="list-style-type: none"> カテーテル先端から2~25cmの間に1cmごとにプリント。 (数字の表記は1cmごと) 
シラスコン®脳槽ドレナージ	<ul style="list-style-type: none"> カテーテル先端から3~15cmの間に1cmごとにプリント。 (数字の表記は5、10、15cm) ブランド名SILASCONのプリント。 	シラスコン脳槽ドレナージ II	<ul style="list-style-type: none"> カテーテル先端から3~25cmの間に1cmごとにプリント。 (数字の表記は1cmごと) 

以上