

マイクロワイヤ PLC

TENROUS⁺S

心臓・中心循環系
カテーテルガイドワイヤ

医療従事者向け



TENROUS⁺S

Neurovascular Guidewire

天狼



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

末梢血管へのアクセスを可能にする Neuro Interventionの ためにデザインされた Guidewire!

TENROUS
Neurovascular Guidewire 天狼




Dipping-Polymer構造を採用

TENROUのワイヤー断面図



コイルとコアの隙間にポリマーを充填したディッピングポリマー技術を採用。
一体となったコイルとコアが手元からのトルクコントロールを先端へダイレクトに伝達します。

TENROUS10
TENROUS1014



Ordering Information

製品名	モデル番号	JANコード	外径 (inch) 先端 / 手元	有効長 (cm)	X線不透過部長 (cm)	コイル長 (cm)	先端形状
TENROUS10	K10N02	4545985000851	0.010 / 0.010	200	3	30	Straight(shapable)
TENROUS1014	K14N02	4545985000868	0.010 / 0.014	200	3	30	Straight(shapable)

■販売名: マイクロワイヤ PLC
■医療機器承認番号: 22200BZX00671A01

■一般的名称: 心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤ
■保険医療材料請求区分: 血管造影用ガイドワイヤ 微細血管用

製造販売業者: **JL 日本ライフライン** 株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目2番20号
天王洲野船ビル

Guidewire Accessory

Ordering Information

製品名	カタログ番号	JANコード	内容
ガイドワイヤーアクセサリ	N1ACSA	4540778136243	ガイドワイヤーイントロデューサー: 1ヶ トルクデバイス: 1ヶ

製造元: 株式会社 カネカメディックス

販売業者

株式会社 カネカメディックス
<http://www.kaneka-med.jp>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060



使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、
ご使用ください。

※「TENROUS」は(株)カネカの登録商標です。

Ref No. 107-160b Date Apr. 2021 1000 DI