

Rapid Exchange Type

UNRYU^{XP}

PTA Balloon Dilatation Catheter 雲竜



Balloon Compliance (Typical Value)

バルーン径 (mm)	圧力 (atm [$\times 10^5$ Pa])												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.50	1.44	1.45	1.47	1.49	1.50	1.51	1.53	1.54	1.55	1.57	1.58	1.60	1.61
2.00	1.86	1.89	1.93	1.97	2.00	2.03	2.06	2.08	2.10	2.13	2.14	2.16	2.18
2.50	2.29	2.34	2.39	2.45	2.50	2.53	2.57	2.60	2.62	2.65	2.67	2.69	2.72

■ 推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

■ 最大拡張圧 (Rated Burst Pressure) : 最大拡張圧を超えて使用しないでください。

Ordering Information

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	X線不透過 マーカー数	カテーテル有効長 (mm)	最大ガイドワイヤー径 (inch)	シャフト径 (Fr/mm)	
							Distal	Proximal
U2-10-150	4540778131293	1.50	10					
U2-10-200	4540778131309	2.00	10	2	1500	0.014	2.5 / 0.83	1.9 / 0.63
U2-10-250	4540778131316	2.50	10					

販売名：雲竜
医療機器承認番号：21600BZZ00128000
保険医療材料請求区分：経皮的脳血管形成術用カテーテル
先端閉鎖型

使用上の注意：必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※雲竜\UNRYU\ウンリュウは(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060

Ref No.107-105e Date May 2021 1000 C0