

カネカPTCAカテーテルCO-R6

**Raiden 3**

冠血管向けバルーン拡張式  
血管形成術用カテーテル

医療従事者向け

# Raiden 3

RAPID EXCHANGE PTCA BALLOON CATHETER



KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS

## Balloon Compliance

バルーン径 (mm)	圧力(atm [x10 <sup>5</sup> Pa])										
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
1.50	1.33	1.37	1.40	1.44	1.47	1.50	1.52	1.55	1.58	1.60	
1.75	1.55	1.60	1.63	1.68	1.72	1.75	1.77	1.81	1.84	1.87	
2.00	1.72	1.78	1.84	1.90	1.96	2.00	2.03	2.05	2.08	2.11	
2.25	1.94	1.99	2.07	2.14	2.20	2.25	2.29	2.33	2.35	2.38	2.42
2.50	2.21	2.27	2.35	2.40	2.46	2.50	2.54	2.58	2.62	2.66	2.71
2.75	2.37	2.43	2.51	2.60	2.68	2.75	2.82	2.87	2.91	2.94	2.97
3.00	2.63	2.70	2.77	2.86	2.93	3.00	3.05	3.09	3.13	3.16	3.19
3.25	2.87	2.96	3.05	3.13	3.20	3.25	3.30	3.34	3.37	3.40	3.45
3.50	3.08	3.17	3.26	3.36	3.44	3.50	3.56	3.61	3.65	3.68	3.72
3.75	3.29	3.39	3.49	3.59	3.68	3.75	3.81	3.86	3.90	3.94	3.99
4.00	3.50	3.61	3.72	3.83	3.92	4.00	4.06	4.11	4.15	4.20	4.26
4.25	3.67	3.83	3.97	4.09	4.17	4.25	4.31	4.36	4.41	4.47	
4.50	3.86	4.04	4.20	4.31	4.41	4.50	4.56	4.62	4.67	4.73	

■ Nominal: 推奨拡張圧 ■ RBP: 最大拡張圧 \*最大拡張圧を超えて使用しないでください。

## Ordering Information

カタログ番号	JAN コード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	Distal シャフト径 (Fr/mm)	カタログ番号	JAN コード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	Distal シャフト径 (Fr/mm)
RD3-8-150	4540778144972	1.50	8	2.5/0.84	RD3-15-200	4540778145085	2.00	15	2.5/0.84
RD3-8-175	4540778144989	1.75	8	2.5/0.84	RD3-15-225	4540778145092	2.25	15	2.6/0.86
RD3-10-200	4540778144996	2.00	10	2.5/0.84	RD3-15-250	4540778145108	2.50	15	2.6/0.86
RD3-10-225	4540778145009	2.25	10	2.6/0.86	RD3-15-275	4540778145115	2.75	15	2.6/0.86
RD3-10-250	4540778145016	2.50	10	2.6/0.86	RD3-15-300	4540778145122	3.00	15	2.6/0.86
RD3-10-275	4540778145023	2.75	10	2.6/0.86	RD3-15-325	4540778145139	3.25	15	2.6/0.86
RD3-10-300	4540778145030	3.00	10	2.6/0.86	RD3-15-350	4540778145146	3.50	15	2.7/0.90
RD3-10-325	4540778145047	3.25	10	2.6/0.86	RD3-15-375	4540778145153	3.75	15	2.7/0.90
RD3-10-350	4540778145054	3.50	10	2.7/0.90	RD3-15-400	4540778145160	4.00	15	2.7/0.90
RD3-10-375	4540778145061	3.75	10	2.7/0.90	RD3-15-425	4540778145177	4.25	15	2.7/0.90
RD3-10-400	4540778145078	4.00	10	2.7/0.90	RD3-15-450	4540778145184	4.50	15	2.7/0.90
RD3-10-425	4540778146570	4.25	10	2.7/0.90	RD3-20-250	4540778145191	2.50	20	2.6/0.86
RD3-10-450	4540778146587	4.50	10	2.7/0.90	RD3-20-275	4540778145207	2.75	20	2.6/0.86
					RD3-20-300	4540778145214	3.00	20	2.6/0.86
					RD3-20-325	4540778145221	3.25	20	2.6/0.86
					RD3-20-350	4540778145238	3.50	20	2.7/0.90
					RD3-20-375	4540778145245	3.75	20	2.7/0.90
					RD3-20-400	4540778145252	4.00	20	2.7/0.90

- ・プロキシマルシャフト径: 2.1Fr/0.70mm
- ・バルーン径 1.5mm、1.75mm: 1 マーカー / 2.0mm 以上: 2 マーカー
- ・カテーテル有効長: 1,460mm
- ・最大ガイドワイヤー径: 0.014"

### 高度管理医療機器

- ・保険医療材料請求区分: 経皮的冠動脈形成術用カテーテル 一般型
- ・販売名: カネカ PTCA カテーテル CO-R6
- ・医療機器承認番号: 22500BZX00347000
- ・包装: 1 本/箱

 使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。  
※「RAIDEN」は株式会社カネカの登録商標です。

### 製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18  
TEL.06-6226-5256

### 販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060