


カネカPTCAカテーテル CO-R7


IKAZUCHI Zero

冠血管向けバルーン拡張式
血管形成術用カテーテル

IKAZUCHI Zero



形状・構造



Balloon Compliance

バルーン径 (mm)	圧力 $\frac{\text{atm}}{\text{kPa}}$									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
	203	405	608	811	1013	1216	1419	1621	1824	
1.00	0.97	0.98	1.00	1.02	1.05	1.07	1.09	1.11	1.14	
1.20	1.18	1.20	1.20	1.22	1.24	1.26	1.28	1.29	1.31	
1.50	1.44	1.47	1.50	1.53	1.55	1.58	1.61	1.65	1.69	
2.00	1.86	1.93	2.00	2.05	2.09	2.12	2.16	2.21	2.25	
2.25	2.08	2.16	2.25	2.31	2.35	2.40	2.44	2.48	2.53	
2.50	2.29	2.39	2.50	2.57	2.62	2.67	2.72	2.76	2.81	
3.00	2.77	2.88	3.00	3.09	3.15	3.20	3.25	3.32	3.38	
3.50	3.20	3.35	3.50	3.60	3.68	3.75	3.81	3.88	3.95	

推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

最大拡張圧 (Rated Burst Pressure)

※最大拡張圧を超えて使用しないでください

(注)斜字体:参考値を示す

Ordering Information

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	RXルーメン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)		
					Distal	GWポート部	Proximal
ZE-6-100P	4540778145993	1.00	6	250	2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-6-120	4540778149793	1.20			2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-6-200	4540778149823	2.00		270	2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-6-250	4540778149847	2.50			2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-6-300	4540778149861	3.00			2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-6-350	4540778149885	3.50					
ZE-10-150	4540778146006	1.50	10	250	2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-10-200	4540778146013	2.00					
ZE-10-225	4540778146020	2.25		270	2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-10-250	4540778146037	2.50			2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-10-300	4540778146051	3.00			2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-12-150	4540778150072	1.50	12	250	2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-12-200	4540778150096	2.00					
ZE-12-225	4540778150102	2.25		270	2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-12-250	4540778150119	2.50			2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-12-300	4540778150133	3.00			2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-15-150	4540778146099	1.50	15	250	2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-15-200	4540778146105	2.00					
ZE-15-225	4540778146112	2.25		270	2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-15-250	4540778146129	2.50			2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-15-300	4540778146143	3.00			2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-20-200	4540778146198	2.00	20	270	2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60
ZE-20-225	4540778146204	2.25					
ZE-20-250	4540778146211	2.50		250	2.5/0.84	2.5/0.84	2.0/0.65
ZE-20-300	4540778146235	3.00			2.3/0.78	2.3/0.78	1.8/0.60

※バルーン径1.0mm、1.2mm、1.5mm：1マーカー / 2.0mm以上：2マーカー
最大ガイドワイヤー径：0.014"

高度管理医療機器

保険医療材料請求区分：経皮的冠動脈形成術用カテーテル 一般型
販売名：カネカPTCAカテーテルCO-R7
医療機器承認番号：22600BZX00031000

包装：1本 / 箱



使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「IKAZUCHI Zero」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060