

カネカ PTCA カテーテル CO-R5

*Ryusei*★

バルーン拡張式冠動脈灌流型  
血管形成術用カテーテル


**Rapid Exchange PTCA Balloon Catheter**

*Ryusei*★



KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS

# 救命の治療オプションとしてお役に立ちたい



## 特長

### 血液灌流量維持のために

バルーン内インナーシャフトにコイル補強層を採用。優れた耐圧性により血液灌流量を維持します。

### Deliverability 向上

フレキシブルな素材の使用と先端チップからシャフトにかけての Low-Profile 化により Deliverability を大きく向上しました。

## Balloon Compliance (Typical value)

| バルーン径 (mm) | 圧 力(atm[×10 <sup>5</sup> Pa]) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|            | 2                             | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |  |
| φ2.50      | 2.35                          | 2.38 | 2.42 | 2.48 | 2.50 | 2.54 | 2.56 | 2.59 | 2.60 | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 2.69 |  |
| φ3.00      | 2.81                          | 2.86 | 2.91 | 2.96 | 3.00 | 3.04 | 3.07 | 3.11 | 3.13 | 3.16 | 3.18 | 3.21 | 3.24 |  |
| φ3.50      | 3.26                          | 3.31 | 3.37 | 3.44 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.67 | 3.70 | 3.73 | 3.77 | 3.79 |  |
| φ4.00      | 3.72                          | 3.75 | 3.85 | 3.93 | 4.00 | 4.06 | 4.12 | 4.17 | 4.21 | 4.25 | 4.28 | 4.32 | 4.35 |  |

■ 推奨拡張圧(Nominal Pressure) ■ 最大拡張圧(Rated Burst Pressure)

\*最大拡張圧を超えた圧力でバルーンを拡張しないこと。

(経皮的冠動脈形成術用カテーテル 一般型とは異なる構造であり、バルーンが破裂し、破断片が体内に残留する等手技に支障を来す恐れがあります)

## Ordering Information

| カタログ番号    | JANコード        | バルーン径 (mm) | バルーン長 (mm) | シャフト径 (Fr/mm) |              |          |
|-----------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|----------|
|           |               |            |            | Distal        | ガイドファイバーポート部 | Proximal |
| R8-20-250 | 4540778134898 | 2.50       | 20         | 3.4/1.13      | 3.3/1.11     | 1.9/0.63 |
| R8-20-300 | 4540778134904 | 3.00       |            |               |              |          |
| R8-20-350 | 4540778134911 | 3.50       |            |               |              |          |
| R8-20-400 | 4540778134928 | 4.00       |            |               |              |          |

販 売 名：カネカPTCAカテーテル CO-R5  
医療機器承認番号：22300BZX00312000  
保険医療材料請求区分：経皮的冠動脈形成術用カテーテル パーフュージョン型



使用上の注意：必ず添付文書をご覧ください。

「Ryuusei」は(株)カネカの登録商標であり、

販売名：カネカPTCAカテーテル CO-R5の愛称です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060