

飛脚

冠動脈貫通用カテーテル

医療従事者向け

飛

HIKYAKU

Guide Extension Catheter

脚



# HIKYAKU

Guide Extension Catheter

## 特長

### RX Lumen

- 6Fr GC 適合のガイドエクステンションにおいて0.058インチの内径を実現しました。
- 広い内腔と内腔保持性が、RX ルーメン内のスムーズなデバイス通過を実現します。


### Hydrophilic Coating

- 潤滑性能と耐久性能を持つ親水性コーティングを採用したことにより、血管追従性と末梢到達性を実現しました。

### Tapered Collar & Half-pipe

- テーパー状のカラー部とハーフパイプ構造により、治療デバイスの挿入をサポートします。

## Product Overview



## Product Specification

カタログ番号	JANコード	RXルーメン			カテーテル有効長	適合GC最小内径
		外径	最大外径	内径		
HK60C	4540778173309	0.067inch (1.69mm)	0.069inch (1.75mm)	0.058inch (1.48mm)	150cm	0.070inch (1.78mm) 【6Fr】

クラス分類：IV (高度管理医療機器)  
 一般的名称：冠動脈貫通用カテーテル  
 販売名：飛脚 -HIKYAKU- ガイドエクステンションカテーテル  
 医療機器承認番号：23000BZX00380000  
 保険医療材料請求区分：冠動脈狭窄部貫通用カテーテル

使用上の注意：必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「HIKYAKU」および「飛脚」は(株)カネカの登録商標です。

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18  
 TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100  
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060