

カネカPTAカテーテルPE-W6

18Yoroi HC

バルーン拡張式
血管形成術用カテーテル

医療従事者向け



18Yoroi HC



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

Hydrophilic Coating

バルーン部の親水性コーティング(HC)により
病変部の通過性が弊社従来品より向上

Non-compliant Balloon

広いワーキングレンジにより
低圧でも高圧でもしっかり拡張可能

Compliance Chart

バルーン径 (mm)	圧力 - atm / kPa																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
4.0	3.92	3.97	4.00	4.03	4.07	4.08	4.08	4.08	4.09	4.09	4.09	4.10	4.10	4.10	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.12	4.12	4.12	4.13	4.13
5.0	4.89	4.95	5.00	5.04	5.07	5.08	5.09	5.09	5.10	5.10	5.10	5.11	5.11	5.11	5.12	5.12	5.13	5.13	5.13	5.13	5.14	5.14	5.14	5.15	5.15	5.15	5.16	5.16	5.17	
6.0	5.86	5.92	6.00	6.05	6.07	6.07	6.09	6.10	6.11	6.11	6.11	6.12	6.12	6.12	6.13	6.13	6.14	6.14	6.15	6.16	6.16	6.17	6.17	6.18	6.18	6.19	6.19	6.20	6.20	
7.0	6.81	6.90	7.00	7.06	7.09	7.10	7.11	7.11	7.12	7.13	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.17	7.18	7.18	7.19	7.19	7.20	7.20	7.21	7.21	7.22	7.22	7.23	7.23	7.23	

推奨拡張圧(Nominal Pressure)

最大拡張圧(Rated Burst Pressure)

※最大拡張圧を超えて使用しないでください

Ordering Information

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長(mm)	バルーン径(mm)	バルーン長(mm)	シャフト径(Fr/mm)	最大ガイドワイヤー径(inch)	適合サイズ(Fr)
YR45-4020SC	4540778146983	450	4.0	20	3.9 / 1.30	0.018	4
YR45-5020SC	4540778146990	450	5.0	20	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-6020SC	4540778147003	450	6.0	20	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-4040SC	4540778147027	450	4.0	40	3.9 / 1.30	0.018	4
YR45-5040SC	4540778147034	450	5.0	40	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-6040SC	4540778147041	450	6.0	40	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-7040SC	4540778147058	450	7.0	40	3.9 / 1.30	0.018	6
YR45-4060SC	4540778172685	450	4.0	60	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-5060SC	4540778172692	450	5.0	60	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-6060SC	4540778172708	450	6.0	60	3.9 / 1.30	0.018	6
YR45-7060SC	4540778172715	450	7.0	60	3.9 / 1.30	0.018	6
YR45-4080SC	4540778147065	450	4.0	80	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-5080SC	4540778147072	450	5.0	80	3.9 / 1.30	0.018	5
YR45-6080SC	4540778147089	450	6.0	80	3.9 / 1.30	0.018	6
YR75-4020SC	4540778147102	750	4.0	20	3.9 / 1.30	0.018	4
YR75-5020SC	4540778147119	750	5.0	20	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-6020SC	4540778147126	750	6.0	20	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-4040SC	4540778147140	750	4.0	40	3.9 / 1.30	0.018	4
YR75-5040SC	4540778147157	750	5.0	40	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-6040SC	4540778147164	750	6.0	40	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-7040SC	4540778147171	750	7.0	40	3.9 / 1.30	0.018	6
YR75-4060SC	4540778172722	750	4.0	60	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-5060SC	4540778172739	750	5.0	60	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-6060SC	4540778172746	750	6.0	60	3.9 / 1.30	0.018	6
YR75-7060SC	4540778172753	750	7.0	60	3.9 / 1.30	0.018	6
YR75-4080SC	4540778147188	750	4.0	80	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-5080SC	4540778147195	750	5.0	80	3.9 / 1.30	0.018	5
YR75-6080SC	4540778147201	750	6.0	80	3.9 / 1.30	0.018	6

販売名 : カネカPTAカテーテルPE-W6
 医療機器承認番号 : 22600BZX00439000
 保険医療材料請求区分 : PTAカテ・一般・特殊



使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「YOROI」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060