

SHIRANUI EX

不知火

Over The Wire Type
High Pressure PTA Balloon Catheter
0.018 inch Guide Wire Compatible



継承と進化

信頼あるSHIRANUI HPの
先端チップを採用

3.9Frシャフトにより
プッシュビリティを向上

4Frシース対応※による
より低侵襲な治療の実現

※φ7.0mmは5Frシース対応



Balloon Compliance(Typical value)

バルーン径 (mm)	圧力 (atm [×10 ⁵ Pa])																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4.0	3.55	3.58	3.63	3.68	3.73	3.78	3.83	3.88	3.92	3.96	4.00	4.04	4.07	4.09	4.11	4.14	4.16	4.18	4.20	4.22	4.24	4.27	4.31	
5.0	4.46	4.51	4.58	4.64	4.71	4.77	4.83	4.87	4.92	4.96	5.00	5.03	5.07	5.09	5.12	5.15	5.17	5.19	5.23	5.26	5.29	5.33	5.38	
6.0	5.15	5.24	5.35	5.47	5.57	5.68	5.76	5.84	5.90	5.95	6.00	6.04	6.09	6.13	6.18	6.23	6.28	6.33	6.36	6.43	6.49	-	-	
7.0	6.03	6.12	6.25	6.37	6.49	6.59	6.70	6.78	6.86	6.93	7.00	7.07	7.12	7.17	7.22	7.26	7.31	7.37	7.44	7.51	7.58	-	-	

推奨拡張圧 (Nominal Pressure) 最大拡張圧 (Rated Burst Pressure) ※最大拡張圧を超えて使用しないでください ※斜体文字は参考値です

Ordering Information

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長 (mm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)	最大ガイドワイヤー径 (inch)	適合シース (Fr)
SE45-4020	4540778139251	450	4.0	20	3.9/1.30	0.018	4
SE45-5020	4540778139268	450	5.0	20	3.9/1.30	0.018	4
SE45-6020	4540778139275	450	6.0	20	3.9/1.30	0.018	4
SE45-4040	4540778139299	450	4.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SE45-5040	4540778139305	450	5.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SE45-6040	4540778139312	450	6.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SE45-7040	4540778139329	450	7.0	40	3.9/1.30	0.018	5
SE75-4020	4540778139336	750	4.0	20	3.9/1.30	0.018	4
SE75-5020	4540778139343	750	5.0	20	3.9/1.30	0.018	4
SE75-6020	4540778139350	750	6.0	20	3.9/1.30	0.018	4
SE75-4040	4540778139374	750	4.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SE75-5040	4540778139381	750	5.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SE75-6040	4540778139398	750	6.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SE75-7040	4540778139404	750	7.0	40	3.9/1.30	0.018	5

販売名: カネカPTAカテーテル PE-W4
 医療機器承認番号: 22400BZX00055000
 保険医療材料請求区分: PTAカテ・一般・特殊

使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「不知火\SHIRANUI\シラヌイ」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
 TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4100
 TEL.050-3181-4060