

Over The Wire Type

PTAバルーンカテーテル
SHIRANUI HP

PTAカテ・一般・特殊

医療従事者向け

PTAバルーンカテーテル

不知火HP

SHIRANUI HP

High Pressure PTA Balloon Catheter

~0.018 inch Guide Wire Compatible~



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

PTAバルーンカテーテル

不知火HP

SHIRANUI HP

高耐圧

RBP22* 気圧・ローコンプライアントバルーン
の採用により優れた病変拡張性を実現。

*RBP:バルーン径4mm・5mm / 22atm、
6mm / 20atm、7mm / 18atm

高通過

チップ柔軟化とシャフト最適化により
優れた病変通過性を実現。

Balloon Compliance (Typical Value)

バルーン径 (mm)	圧力 (atm [x10 ⁵ pa])																						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.0	3.55	3.58	3.63	3.68	3.73	3.78	3.83	3.88	3.92	3.96	4.00	4.04	4.07	4.09	4.11	4.14	4.16	4.18	4.20	4.22	4.24	4.27	4.31
5.0	4.46	4.51	4.58	4.64	4.71	4.77	4.83	4.87	4.92	4.96	5.00	5.03	5.07	5.09	5.12	5.15	5.17	5.19	5.23	5.26	5.29	5.33	5.38
6.0	5.29	5.37	5.46	5.54	5.63	5.70	5.77	5.84	5.89	5.95	6.00	6.04	6.07	6.10	6.14	6.17	6.21	6.24	6.27	6.32	6.38	6.45	6.53
7.0	6.03	6.12	6.25	6.37	6.49	6.59	6.70	6.78	6.86	6.93	7.00	7.07	7.12	7.17	7.22	7.26	7.31	7.37	7.44	7.51	7.58	-	-

■ 推奨拡張圧 (Nominal Pressure) ■ 最大拡張圧 (Rated Burst Pressure) ※最大拡張圧を超えて使用しないでください。

Ordering Information

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長 (mm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr / mm)	最大ガイドワイヤー径 (inch)	適合シース (Fr)
SH45-4020	4540778127753	450	4.0	20	3.8 / 1.25	0.018	4
SH45-5020	4540778127760	450	5.0	20	3.8 / 1.25	0.018	4
SH45-6020	4540778127777	450	6.0	20	3.8 / 1.25	0.018	5
SH45-7020	4540778127784	450	7.0	20	3.8 / 1.25	0.018	5
SH45-4040	4540778127838	450	4.0	40	3.8 / 1.25	0.018	4
SH45-5040	4540778127845	450	5.0	40	3.8 / 1.25	0.018	4
SH45-6040	4540778127852	450	6.0	40	3.8 / 1.25	0.018	5
SH45-7040	4540778127869	450	7.0	40	3.8 / 1.25	0.018	5
SH75-4020	4540778127791	750	4.0	20	3.8 / 1.25	0.018	4
SH75-5020	4540778127807	750	5.0	20	3.8 / 1.25	0.018	4
SH75-6020	4540778127814	750	6.0	20	3.8 / 1.25	0.018	5
SH75-7020	4540778127821	750	7.0	20	3.8 / 1.25	0.018	5
SH75-4040	4540778127876	750	4.0	40	3.8 / 1.25	0.018	4
SH75-5040	4540778127883	750	5.0	40	3.8 / 1.25	0.018	4
SH75-6040	4540778127890	750	6.0	40	3.8 / 1.25	0.018	5
SH75-7040	4540778127906	750	7.0	40	3.8 / 1.25	0.018	5

販売名: PTAバルーンカテーテル
医療機器承認番号: 21800BZZ10016000
保険医療材料請求区分: PTAカテ・一般・特殊

使用上の注意: 必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「SHIRANUI」および「不知火」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060