

カネカPTAカテーテル PE-W7

SHIRANUI SC

バルーン拡張式
血管形成術用カテーテル

医療従事者向け

S H I R A N U I

不知火

Over The Wire Type

PTA Balloon Dilatation Catheter
0.018 inch Guidewire Compatible



■ Balloon Compliance(Typical value)

バルーン径 (mm)	圧力 $\frac{\text{atm}}{\text{kPa}}$								
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621
4.0	4.00	4.04	4.08	4.12	4.17	4.21	4.26	4.30	4.35
5.0	5.04	5.10	5.16	5.22	5.28	5.35	5.41	5.48	5.55
6.0	5.93	6.00	6.06	6.11	6.16	6.22	6.28	6.34	6.40

推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

最大拡張圧 (Rated Burst Pressure)

※最大拡張圧を超えて使用しないでください ※斜体文字は参考値です

■ Product Specifications

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長 (mm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)	最大ガイドワイヤー径 (inch)	適合シース (Fr)
SC90-4040	4540778172944	900	4.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SC90-5040	4540778172951		5.0	40	3.9/1.30	0.018	4
SC90-6040	4540778172968		6.0	40	3.9/1.30	0.018	4

販売名：カネカPTAカテーテル PE-W7
 医療機器承認番号：22800BZX00018A01
 保険医療材料請求区分：PTAカテ・一般・特殊



使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「SHIRANUI」および「不知火」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
 TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060