

Ti-Niガイドワイヤ

SHIRUBE

心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ

SHIRUBE



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

SHIRUBE

各種デバイスを血管内に導くための道標に...

製品特徴

1


先端部20センチの親水性コーティングにより、
病変部へのスムーズなアクセスに貢献

2

手元部分のPTFEスプレーコートにより、
安定したワイヤー摺動性に寄与

3

幅広い症例に対応するための、
サポート性能と操作性を両立させた剛性バランス



製品仕様

カタログ 番号	JAN コード	全長 (mm)	外径 inch / (mm)	先端形状	先端柔軟部長 (mm)	エックス線不透過 コイル部長 (mm)	ウレタン樹脂部長 (mm)	PTFE樹脂部長 (mm)
PM18100-A	4545428036812	1000	0.018" (0.46)	30°アングル	30	50	200	800
PM18150-A	4545428036829	1500						1300
PM18100-A60	4545428037994	1000		60°アングル				800
PM18150-A60	4545428038007	1500						1300

販 売 名：Ti-Niガイドワイヤ
医療機器承認番号：22800BZX00030000
保険医療材料請求区分：血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用
包装：1本 / 箱 (トルクデバイス、インサーター同梱)

 使用上の注意：
必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※『SHIRUBE』は(株)カネカの登録商標です。

製造販売業者
株式会社パイオラックスメディカルデバイス
〒240-0025
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町179番地
TEL.045-710-1908

販売元
株式会社カネカメディックス
<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル) TEL.050-3181-4100
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060