

スロンバスターII

**Thrombuster<sup>TM</sup> II**

血栓除去カテ・経皮

# **Thrombuster<sup>TM</sup> II**




KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS

# Thrombuster™ II

(Sタイプ)


## 特長



## 製品仕様

カタログ番号	JANコード	適合 シース最小内径 (Fr/mm)	最大 ガイドワイヤー径 (inch)	シャフト外径 (Fr)		カテーテル有効長 (mm)
				Distal	Proximal	
T206NCNN	4540778117068	6.0/2.1	0.035	6.0	6.0	750

販売名：スロンバスターII  
 医療機器承認番号：21500BZZ00379000  
 保険医療材料請求区分：血栓除去カテ・経皮



**i** 使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

「スロンバスター\Thrombuster」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060