

カネカ PTA カテーテル PE-R4  
カネカ PTA カテーテル PE-R3

**Rx-Genity**

バルーン拡張式  
血管形成術用カテーテル

Rx-GenityEX / Rx-Genity

# Rx-Genity

*PTA Balloon Catheter 0.018inch Guidewire Compatible*



# PTA Balloon Catheter 0.018inch Guidewire Compatible

## Rx-GenityEX / Rx-Genity



### Compliance Chart [Rx-GenityEX・Rx-Genity 共通]

バルーン径 (mm)	圧力 (atm [x10 <sup>5</sup> Pa])																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.0	2.78	2.84	2.88	2.92	2.94	2.97	3.00	3.02	3.05	3.08	3.11	3.15	3.19	3.23	3.29	3.36	3.44	
3.5	3.20	3.25	3.32	3.38	3.42	3.46	3.50	3.53	3.56	3.60	3.63	3.67	3.71	3.75	3.80	3.86	3.93	
4.0	3.62	3.67	3.77	3.83	3.89	3.95	4.00	4.04	4.07	4.11	4.16	4.19	4.23	4.27	4.31	4.37	4.41	
4.5	4.11	4.19	4.28	4.35	4.41	4.46	4.50	4.54	4.57	4.60	4.64	4.66	4.70	4.74	4.78	4.83	4.89	
5.0	4.60	4.71	4.79	4.86	4.92	4.96	5.00	5.04	5.06	5.09	5.11	5.13	5.17	5.20	5.25	5.30	5.37	
6.0	5.21	5.32	5.46	5.60	5.75	5.88	6.00	6.09	6.15	6.21	6.26	6.31	6.37	6.42	6.48	6.54	6.61	
7.0	6.11	6.27	6.44	6.60	6.75	6.89	7.00	7.08	7.15	7.22	7.25	7.37	7.45	7.54	7.64	7.76	7.88	
8.0	7.29	7.43	7.61	7.72	7.83	7.92	8.00	8.09	8.14	8.21	8.28	8.35	8.43	8.52	8.62	-	-	

■ 推奨拡張圧 (Nominal Pressure) ■ 最大拡張圧 (Rated Burst Pressure) ※ 最大拡張圧を超えて使用しないで下さい。(注) 斜字体: 参考値を示す

### For Peripheral Artery

#### Rx-GenityEX

■ カテーテル有効長 1550mm ■ 最大ガイドワイヤー径 0.018inch

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	適合シース (Fr)
RG2-40150	4540778140806	4.0	150	4
RG2-50150	4540778140820	5.0	150	4
RG2-60150	4540778140844	6.0	150	5

#### Rx-Genity

■ カテーテル有効長 1550mm ■ 最大ガイドワイヤー径 0.018inch

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	適合シース (Fr)
RXGT-30020	4540778131668	3.0	20	4
RXGT-40020	4540778131682	4.0	20	4
RXGT-45020	4540778131699	4.5	20	4
RXGT-50020	4540778131705	5.0	20	4
RXGT-60020	4540778131729	6.0	20	4
RXGT-70020	4540778131736	7.0	20	5
RXGT-80020	4540778131743	8.0	20	5
RXGT-30040	4540778131873	3.0	40	4
RXGT-35040	4540778131880	3.5	40	4
RXGT-40040	4540778131897	4.0	40	4
RXGT-45040	4540778131903	4.5	40	4
RXGT-50040	4540778131910	5.0	40	4
RXGT-60040	4540778131934	6.0	40	4
RXGT-70040	4540778131941	7.0	40	5
RXGT-80040	4540778131958	8.0	40	5
RXGT-40100	4540778132016	4.0	100	4
RXGT-50100	4540778132023	5.0	100	4
RXGT-60100	4540778132030	6.0	100	5


### For Carotid Artery

#### Rx-Genity

■ カテーテル有効長 1550mm ■ 最大ガイドワイヤー径 0.018inch

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	適合シース (Fr)
RXGT-30020	4540778131668	3.0	20	4
RXGT-40020	4540778131682	4.0	20	4
RXGT-45020	4540778131699	4.5	20	4
RXGT-50020	4540778131705	5.0	20	4
RXGT-60020	4540778131729	6.0	20	4
RXGT-30030	4540778131781	3.0	30	4
RXGT-35030	4540778131798	3.5	30	4
RXGT-40030	4540778131804	4.0	30	4
RXGT-45030	4540778131811	4.5	30	4
RXGT-50030	4540778131828	5.0	30	4
RXGT-30040	4540778131873	3.0	40	4
RXGT-35040	4540778131880	3.5	40	4
RXGT-40040	4540778131897	4.0	40	4
RXGT-45040	4540778131903	4.5	40	4
RXGT-50040	4540778131910	5.0	40	4
RXGT-60040	4540778131934	6.0	40	4

### [Rx-Genity (ジェニティ) EX・Rx-Genity (ジェニティ)] 製品全体図



#### Rx-GenityEX

販売名: カネカPTAカテーテル PE-R4 医療機器承認番号: 22400BZX00067000  
 保険医療材料請求区分: PTAカテーテル一般・特殊

#### Rx-Genity

販売名: カネカPTAカテーテル PE-R3 医療機器承認番号: 22100BZX01012000  
 保険医療材料請求区分: PTAカテーテル一般・特殊

**使用上の注意: 必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。**

※「Genity \ ジェニティ」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18  
 TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディクス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル) TEL.050-3181-4100  
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060