

カネカPTAカテーテルPE-R6

18 SHIDEN HP

バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

医療従事者向け



18 SHIDEN HP

high pressure Balloon Catheter



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

18 SHIDEN HP

high pressure Balloon Catheter

Balloon Compliance

バルーン径 (mm)	圧力 $\frac{\text{atm}}{\text{kPa}}$													
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	203	405	608	811	1013	1216	1419	1621	1824	2027	2229	2432	2634	2837
4.0	3.33	3.39	3.45	3.53	3.63	3.72	3.81	3.88	3.94	4.00	4.06	4.11	4.16	4.21
5.0	4.20	4.26	4.34	4.45	4.57	4.68	4.79	4.87	4.94	5.00	5.06	5.11	—	—
6.0	4.96	5.06	5.20	5.36	5.53	5.67	5.77	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14	—	—
7.0	5.70	5.86	6.02	6.24	6.45	6.61	6.74	6.84	6.92	7.00	7.08	—	—	—
8.0	6.45	6.69	7.03	7.28	7.46	7.60	7.70	7.80	7.89	8.00*	—	—	—	—

推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

最大拡張圧 (Rated Burst Pressure)

※各圧力でのバルーン径は試験に基づいて算出した平均的な値です

*バルーン径8.0mmは推奨拡張圧 (NP)と最大拡張圧 (RBP)が同一です

Product Specifications

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)		適合シース (Fr)	X線不透過 マーカー (個)	保険医療材料 請求区分					
				Distal	Proximal								
SD18-150-4020	4540778184725	4.0	20	3.9/1.30	3.9/1.30	5	2	特殊					
SD18-150-5020	4540778184732	5.0											
SD18-150-6020	4540778184749	6.0											
SD18-150-7020	4540778184756	7.0											
SD18-150-8020	4540778184763	8.0											
SD18-150-4040	4540778184770	4.0	40	3.9/1.30	3.9/1.30	5	2	特殊					
SD18-150-5040	4540778184787	5.0											
SD18-150-6040	4540778184794	6.0											
SD18-150-7040	4540778184800	7.0											
SD18-150-8040	4540778184817	8.0											
SD18-150-40100	4540778184824	4.0	100	3.9/1.30	3.9/1.30	5	2	特殊					
SD18-150-50100	4540778184831	5.0											
SD18-150-60100	4540778184848	6.0											
SD18-150-70100	4540778184855	7.0											
SD18-150-80100	4540778184862	8.0											
SD18-150-40150	4540778184879	4.0	150	4.6/1.52	4.3/1.43	5	2	標準					
SD18-150-50150	4540778184886	5.0											
SD18-150-60150	4540778184893	6.0											
SD18-150-70150	4540778184909	7.0											
SD18-150-40200	4540778184916	4.0				200			4.6/1.52	4.3/1.43	5	2	標準
SD18-150-50200	4540778184923	5.0											
SD18-150-60200	4540778184930	6.0											
SD18-150-70200	4540778184947	7.0											
SD18-150-40250	4540778184954	4.0	250	4.6/1.52	4.3/1.43		5	4			標準		
SD18-150-50250	4540778184961	5.0											
SD18-150-60250	4540778184978	6.0											
SD18-150-40300	4540778184985	4.0				300	4.6/1.52		4.3/1.43	5		4	標準
SD18-150-50300	4540778184992	5.0											
SD18-150-60300	4540778185005	6.0											

カテーテル有効長: 1500mm 最大ガイドワイヤー径: 0.018" (0.46mm)

クラス分類: IV (高度管理医療機器)
 一般名称: バルーン拡張式血管形成術用カテーテル
 販売名: カネカPTAカテーテルPE-R6
 医療機器承認番号: 30500BZX00180000
 保険医療材料請求区分: PTAカテ・一般・標準
 PTAカテ・一般・特殊



使用上の注意: 必ず電子添文を参照の上、ご使用ください。

※「SHIDEN」「紫電」は(株)カネカの登録商標または商標です。

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
 TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060