

カネカPTAカテーテルPE-R5

SHIDEN HP

バルーン拡張式
血管形成術用カテーテル

医療従事者向け



SHIDEN HP

High Pressure PTA Balloon Catheter



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

SHIDEN HP

High Pressure PTA Balloon Catheter

Balloon Compliance

バルーン径 (mm)	圧力 $\frac{\text{atm}}{\text{kPa}}$														
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	203	405	608	811	1013	1216	1419	1621	1824	2027	2229	2432	2634	2837	3040
2.0	1.79	1.80	1.82	1.84	1.86	1.89	1.91	1.94	1.97	2.00	2.03	2.05	2.08	2.11	2.15
2.5	2.18	2.19	2.21	2.23	2.25	2.28	2.33	2.38	2.44	2.50	2.55	2.60	2.66	2.71	2.77
3.0	2.56	2.58	2.61	2.64	2.66	2.74	2.80	2.87	2.94	3.00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.32
4.0	3.28	3.31	3.35	3.40	3.47	3.55	3.66	3.78	3.90	4.00	4.10	4.19	4.29	4.40	4.50
5.0	4.00	4.03	4.09	4.18	4.30	4.46	4.62	4.76	4.88	5.00	5.12	5.26	5.40	5.56	5.73
6.0	4.61	4.68	4.81	4.99	5.20	5.38	5.54	5.68	5.83	6.00*	6.17	6.37	-	-	-

推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

最大拡張圧 (Rated Burst Pressure)

*バルーン径6.0mmは推奨拡張圧 (NP)と最大拡張圧 (RBP)が同一です

(注) 最大拡張圧を超えて使用しないでください ※斜字体は参考値を示す

Product Specifications

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)		適合シース (Fr)
				Distal	Proximal	
SD3-20040	4540778171077	2.0	40	3.9/1.30	3.5/1.15	4
SD3-25040	4540778171084	2.5				4
SD3-30040	4540778171091	3.0				4
SD3-40040	4540778171107	4.0		3.9/1.30	3.9/1.30	5
SD3-50040	4540778171114	5.0				5
SD3-60040	4540778171121	6.0				5
SD3-20100	4540778172463	2.0	100	3.9/1.30	3.5/1.15	4
SD3-25100	4540778172470	2.5				4
SD3-30100	4540778172487	3.0				4
SD3-40100	4540778172494	4.0		3.9/1.30	3.9/1.30	5
SD3-50100	4540778172500	5.0				6
SD3-60100	4540778172517	6.0				6
SD3-40150	4540778172555	4.0	150	3.9/1.30	3.9/1.30	5
SD3-50150	4540778172562	5.0				6
SD3-60150	4540778172579	6.0				6
SD3-20200	4540778172524	2.0	200	3.9/1.30	3.5/1.15	4
SD3-25200	4540778172531	2.5				4
SD3-30200	4540778172548	3.0				4

カテーテル有効長: 1,600mm 最大ガイドワイヤー径: 0.014"

高度管理医療機器 (クラスIV)

一般的名称: バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

保険医療材料請求区分: PTAカテ・一般・特殊

販売名: カネカPTAカテーテルPE-R5

医療機器承認番号: 22900BZX00160000



使用上の注意: 必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「SHIDEN」は(株)カネカの登録商標です。

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060