

カネカPTAカテーテルPE-R6

14 SHIDEN HP

バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

医療従事者向け



14 SHIDEN HP

high pressure Balloon Catheter



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

14 SHIDEN HP

high pressure Balloon Catheter

Balloon Compliance

バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	圧力 $\frac{\text{atm}}{\text{kPa}}$														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
		203	405	608	811	1013	1216	1419	1621	1824	2027	2229	2432	2634	2837	3040
1.5	20~200	1.21	1.23	1.25	1.28	1.31	1.35	1.39	1.43	1.46	1.50	1.55	1.59	—	—	—
2.0	20~300	1.68	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84	1.89	1.93	1.96	2.00	2.04	2.08	—	—	—
2.5	20~200	2.20	2.22	2.24	2.26	2.29	2.32	2.37	2.41	2.46	2.50	2.55	2.58	2.63	2.68	2.73
	250、300	2.20	2.22	2.24	2.26	2.29	2.32	2.37	2.41	2.46	2.50	2.55	2.58	2.63	2.68	—
3.0	20~200	2.57	2.60	2.62	2.66	2.71	2.76	2.82	2.89	2.94	3.00	3.05	3.10	3.17	3.23	3.29
	250、300	2.57	2.60	2.62	2.66	2.71	2.76	2.82	2.89	2.94	3.00	3.05	3.10	3.17	3.23	—
3.5	20~300	2.99	3.02	3.06	3.11	3.17	3.23	3.31	3.37	3.43	3.50	3.56	3.62	3.70	3.76	—
4.0	20~300	3.33	3.39	3.45	3.53	3.63	3.72	3.81	3.88	3.94	4.00	4.06	4.11	4.16	4.21	—
5.0	20~300	4.20	4.26	4.34	4.45	4.57	4.68	4.79	4.87	4.94	5.00	5.06	5.11	—	—	—
6.0	20~300	4.96	5.06	5.20	5.36	5.53	5.67	5.77	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14	—	—	—

推奨拡張圧 (Nominal Pressure)

最大拡張圧 (Rated Burst Pressure)

※各圧力でのバルーン径は試験に基づいて算出した平均的な値です

Product Specifications

カタログ番号	JANコード	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr/mm)		適合シース (Fr)	X線不透過 マーカー (個)
				Distal	Proximal		
SD14-150-1540	4540778184268	1.5	40	3.9/1.30	3.5/1.15	4	2
SD14-150-3540	4540778184305	3.5				5	
SD14-150-15100	4540778184343	1.5	100	3.9/1.30	3.5/1.15	4	2
SD14-150-35100	4540778184381	3.5				5	
SD14-150-15150	4540778184428	1.5	150	3.9/1.30	3.5/1.15	4	2
SD14-150-20150	4540778184435	2.0					
SD14-150-25150	4540778184442	2.5					
SD14-150-30150	4540778184459	3.0					
SD14-150-35150	4540778184466	3.5					
SD14-150-15200	4540778184503	1.5	200	3.9/1.30	3.5/1.15	4	2
SD14-150-35200	4540778184541	3.5				5	
SD14-150-40200	4540778184558	4.0			3.9/1.30	6	
SD14-150-50200	4540778184565	5.0					
SD14-150-60200	4540778184572	6.0					
SD14-150-20250	4540778184589	2.0	250	3.9/1.30	3.5/1.15	4	4
SD14-150-25250	4540778184596	2.5					
SD14-150-30250	4540778184602	3.0					
SD14-150-35250	4540778184619	3.5			3.9/1.30	5	
SD14-150-40250	4540778184626	4.0				6	
SD14-150-50250	4540778184633	5.0					
SD14-150-60250	4540778184640	6.0					
SD14-150-20300	4540778184657	2.0	300	3.9/1.30	3.5/1.15	4	4
SD14-150-25300	4540778184664	2.5					
SD14-150-30300	4540778184671	3.0					
SD14-150-35300	4540778184688	3.5			3.9/1.30	5	
SD14-150-40300	4540778184695	4.0				6	
SD14-150-50300	4540778184701	5.0					
SD14-150-60300	4540778184718	6.0					

カテーテル有効長:1500mm 最大ガイドワイヤー径:0.014"(0.36mm)

クラス分類: IV (高度管理医療機器)
 一般的名称: バルーン拡張式血管形成術用カテーテル
 販売名: カネカPTAカテーテルPE-R6
 医療機器承認番号: 30500BZX00180000
 保険医療材料請求区分: PTAカテ・一般・特殊



使用上の注意: 必ず電子添文を参照の上、ご使用ください。

※「SHIDEN」「紫電」は(株)カネカの登録商標または商標です。

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
 TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060