

サポートカテーテルSP

14 ICHIBANYARI

中心循環系マイクロカテーテル

医療従事者向け



# 14 ICHIBANYARI

*Micro Catheter - 0.014inch Guidewire Compatible -*



KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS

## Special features

### Low Profile & Visible Tip

エントリー部 1.35Fr と TIP を X線不透過素材にすることで  
良好な通過性と視認性を実現します。


### 4 Models in Shaft Length

60cm・110cm・135cm のシャフト長に新たに 90cm シャフトを  
追加することで治療戦術の幅が更に広がります。

### Stiff Shaft & Smooth Transition

Distal 2.5Fr ~ Proximal 2.6Fr の剛性のあるシャフトが良好な Pushability を  
実現します。

## Product Overview



## Product Specifications

カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	シャフト径 (Fr/mm)			適合ガイドワイヤ 最大外径 (inch/mm)
			エントリー プロファイル	Distal	Proximal	
14YP060H	4987494357123	60	1.35/0.45	2.5/0.83	2.6/0.85	0.014/0.36
14YP090H	4987494357451	90				
14YP110H	4987494357130	110				
14YP135H	4987494357147	135				

クラス分類：IV (高度管理医療機器)  
 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル  
 販売名：サポートカテーテルSP  
 医療機器承認番号：22700BZX00321000  
 保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル 狭窄部貫通用カテーテル

使用上の注意：必ず電子添文を参照の上、ご使用ください。

※「ICHIBANYARI」は(株)カネカの登録商標です。

【製造販売元】

株式会社ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号  
 TEL.082-243-5844

【販売元】

株式会社カネカメディックス

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル) TEL.050-3181-4100  
 大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060