

サポートカテーテルSP

ICHIBANYARI PAD2

中心循環系マイクロカテーテル



For Antegrade approach

ICHIBANYARI PAD2

Micro Catheter ~0.014inch Guidewire Compatible~



For Retrograde approach



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

2代目 一番槍 PAD



◆ Low Profile Tip

エントリー部1.35FrのTipが
病変部に対しての、良好な通過性能を実現します

◆ Stiff Shaft & Smooth Transition

Distal 2.5Fr-Proximal 2.6Frの
剛性のあるShaftが、
良好なPushabilityを実現します

◆ 3 models in shaft length

Retrograde Approach用の60cmと、
Antegrade Approach用の110cm/135cmが治療戦術の幅を広げます



Accessory


Guidewire inserter Device

ICHIBANYARI PAD2のTapered Tipへの
guidewire挿入をスムーズにします



カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	シャフト径 (Fr/mm)		最大ガイドワイヤー径 (inch/mm)
			Distal	Proximal	
YP14060	4987494265244	60	2.5/0.83	2.6/0.85	0.014/0.36
YP14110	4987494265268	110			
YP14135	4987494276325	135			

【ICHIBANYARI (イチバンヤリ) PAD 2】製品全体図



販売名: サポートカテーテルSP

医療機器承認番号: 22700BZX00321000

保険医療材料請求区分: 狭窄部貫通用カテーテル

使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。

※「一番槍」ICHIBANYARI「イチバンヤリ」は(株)カネカの登録商標です。



製造販売元
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
TEL 082-243-5844

販売元

株式会社 カネカメディックス

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060