

サポートカテーテルSP

ICHIBANYARI PAD2 MC

中心循環系マイクロカテーテル

医療従事者向け



*For Antegrade approach*

# ICHIBANYARI PAD2 MC

Micro Catheter ~0.014inch Guidewire Compatible~



*For Retrograde approach*





# ICHIBANYARI PAD2 MC



## Low Profile Tip

エントリー部 1.35Fr の Tip が  
病変部に対しての、良好な通過性能を実現します

## Stiff Shaft & Smooth Transition

Distal 2.5Fr-Proximal 2.6Fr の  
剛性のある Shaft が、  
良好な Pushability を実現します

## 2 models in shaft length

Antegrade Approach 用の 110cm と、  
Retrograde Approach 用の 60cm が治療戦術の幅を広げます



### Accessory

## Guidewire inserter Device


ICHIBANYARI PAD2 MC の Tapered Tip への  
Guidewire 挿入をスムーズにします



### Product Specifications

| カタログ番号    | JANコード        | 有効長<br>(cm) | シャフト径 (Fr/mm) |          | 最大ガイドワイヤー径<br>(inch/mm) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|
|           |               |             | Distal        | Proximal |                         |
| YP14060MC | 4987494313433 | 60          | 2.5/0.83      | 2.6/0.85 | 0.014/0.36              |
| YP14110MC | 4987494313440 | 110         |               |          |                         |

### 【ICHIBANYARI (イチバンヤリ) PAD2 MC】製品全体図



販売名: サポートカテーテルSP  
医療機器承認番号: 22700BZX00321000  
保険医療材料請求区分: マイクロカテ・OSB

使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。  
※「一番組」 ICHIBANYARI \イチバンヤリ」は(株)カネカの登録商標です。



製造販売元  
株式会社ジェイ・エム・エス  
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号  
TEL 082-243-5844

販売元

株式会社カネカメディックス

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060