

PULSCOUTER


カネカ ルーメン付き電極カテーテル

適合ガイドワイヤ径：0.035 inch(0.89mm)
先端電極：なし リング電極長：1mm

カタログ番号	JANコード	シャフト径 (F)	カテーテルタイプ	カーブタイプ	電極数	電極間隔 (mm)	有効長 (cm)
PS5L-3520-YK16	4540778185753	5	Fix ルーメン付き	CS	20	2-2-2... 55-4-4-4	65
PS5L-3520-YK26	4540778185760	5	Fix ルーメン付き	CS	20	2-2-2... 61-4-4-4-30-5	65

【販売名】カネカ ルーメン付き電極カテーテル 【医療機器承認番号】30500BZX00106000

【保険医療材料請求区分】体外式ペースメーカー用カテーテル電極 心臓電気生理学検査機能付加型 ③房室弁輪部型



使用上の注意：必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

※「PULSCOUTER」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060