

EPSkinny

ガイドワイヤー型電極カテーテル



カタログ番号	JANコード	コイル長(mm)	電極数	電極間隔(mm)	有効長(cm)
SK0506-22-10	4582233918285	5	6	2-2-2	100
SK0506-55-10	4582233918292	5	6	5-5-5	100
SK0506-55-13	4582233918216	5	6	5-5-5	130
SK0506-22-13	4582233918209	5	6	2-2-2	130
SK1506-22-10	4582233918247	15	6	2-2-2	100
SK1506-22-13	4582233918162	15	6	2-2-2	130


販売名：エフエムディ ガイドワイヤー型電極カテーテル

医療機器承認番号：30100BZX00046000

保険医療材料請求区分：体外式ペースメーカー用カテーテル電極 心臓電気生理学的検査機能付加型 ②冠状静脈洞型

EPLumy

ルーメン付き電極カテーテル



カタログ番号	JANコード	適用ガイドワイヤ径	カーブタイプ	電極数	電極間隔(mm)	有効長(cm)
LM35101-55-65	4582233918322	0.035 inch	CS	10	5-5-5	65

販売名：エフエムディ ルーメン付き電極カテーテル


医療機器承認番号：30300BZX00338000

保険医療材料請求区分：体外式ペースメーカー用カテーテル電極 心臓電気生理学的検査機能付加型 ②冠状静脈洞型



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

エフエムディ 電極用ケーブル




カタログ番号	JANコード	ピン数	有効長(cm)
SK-CA1023	4582233919015	10	230

販売名：エフエムディ 電極カテーテル用ケーブル
医療機器届出番号：23B1X10012000001

EPSkinny



EPLumy



エフエムディ 電極用ケーブル



使用上の注意：必ず添付文書をご覧ください。

※「EPSkinny」および「EPLumy」は(株)エフエムディの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **エフエムディ**

〒485-0051 愛知県小牧市下小針中島一丁目166番地
TEL.0568-65-7481

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060