

スパイダーフラッシュ  
**SPIDERFLASH™**  
発作時心臓活動記録装置



MicroPort CRMによる  
長時間心電図検査の非侵襲的ソリューション

# SPIDERFLASH™

LONG DURATION EXTERNAL EVENT LOOP RECORDER

Designed by MicroPort CRM in FRANCE  
Manufactured in Europe

 **MicroPort**

 **KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS**

## SPIDERFLASH™

## 24時間～最長40日の検査期間に対応：

- 検査初日は24時間ホルターとイベントループレコーダーの両方として作動
- 2日目以降はイベントループレコーダーとして作動（最長1ヵ月駆動）
- オートトリガー機能をオフにして患者起動のみ使用時は最長40日駆動
- 全記録モードで患者が記録器装着時は全てのRR間隔を記録

## 3種類のECGイベント記録方法：

- オートトリガー記録：不整脈検出時(心房細動を含む不整脈12種類に対応)
- 患者起動記録：検査中に患者が本体のイベントボタンを押した時
- 定時記録：事前に設定した時刻での自動記録（最大20箇所/日）

## 仕様：

- 記録サンプルレート：256Hz/10μV
- ダイナミックインプット：±16mV
- 電源：市販単4形乾電池1本（アルカリ/リチウム）
- 記録媒体：専用のμSDカード（1GB）
- ECGケーブル：3リード/2ch、長さ37cm（ショート）
- 重さ：50g（電池抜き）
- 寸法：74 x 53 x 19.5m

## HOOKUP 3™

## SpiderFlash™の記録設定ソフトウェア：

- 不整脈を認識するオートトリガープロトコルのカスタマイズ
- 患者起動記録と定時記録のカスタマイズ
- 電池電圧の確認および日時と時刻の設定
- 装着患者のリアルタイムECG確認（HookUp BTLE使用時）
- ECGシグナルとインピーダンススクオリティ確認（HookUp BTLE使用時）

## 2種類の記録設定方法：

- HookUp BTLE：PCとのBluetooth通信でプロトコル設定/ECG確認が可能
- HookUp CS：μSDカードに直接プロトコル設定（PCなしで記録開始可能）

## ソフトウェア / ハードウェアの互換性とパソコンの推奨スペック

- SpiderFlash™はHookUp3™およびEventScope2™に対応
- EventScope2™はSpiderFlash™およびSpiderFlash™の記録を解析する専用ソフトウェアです。
- HookUp3™およびEventScope2™はWindows 7/8/10の32/64bitに加え、Windows11にも対応しています。

1. Microsoft Corporationの商標。2. Intel Corporationの商標。使用方法の詳細、目的、関連する警告、注意事項、副作用、禁忌については、ユーザーマニュアルを参照してください。

カタログ番号	品名	内容	製品コード
LA490S	スパイダーフラッシュ 本体	SPIDERFLASH本体、付属品	8031527018058
RC032	スパイダーフラッシュ 2chケーブル（ショート）	2chケーブル（ショート）	8031527015118
JS004	ディスクケース（10枚入り）SPIDERFLASH用	ディスクケース	—
LB001	スパイダーフラッシュ μSDカード	μSDカード、アダプタ	4582529850015
SMA-150*1	エールローデ	150枚（30枚入/袋×5袋）	4905360002588
P-00-S/50*2	ブルーセンサー	50枚（50枚入/袋×1袋）	5707480022168

販売名：スパイダーフラッシュ 一般的名称：発作時心臓活動記録装置（長時間心電用データレコーダー）

販売名：イベントスコープ 一般的名称：発作時心臓活動記録装置用プログラム（長時間心電用データレコーダー用プログラム）

\*1 型式：SMA-150 販売名：エールローデ 製造販売業者：積水化成工業株式会社 医療機器届出番号：0882X10006000014

\*2 型式：P-00-S/50 販売名：ブルーセンサー 製造販売業者：株式会社メッツ 医療機器届出番号：13B2X00117000001

医療機器認証番号：302AABZX00080000

医療機器認証番号：227AHBZX00010Z00



使用上の注意：必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

※ 製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。

※ 「MicroPort」、「SPIDERFLASH」、「HOOKUP3」および「EventScope2」は日本マイクロポートCRM株式会社の商標です。

## 製造販売元

## 日本マイクロポートCRM株式会社

〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル2F  
TEL.03-6631-4389

## お問い合わせ先

## 株式会社 カネカメディックス

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル）

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー）

TEL.050-3181-4060