

Demax インデフレーター



品番	JANコード	規格(付属品)	仕様
DID30S	4562303315015	Demax インデフレーター (耐圧三方活栓)	最大許容圧力：30ATM 最大充填容量：20ml

エチレンオキサイドガス滅菌済

販売名：Demax インデフレーター
一般的名称：血管形成バルーン用加圧器
医療機器分類：一般医療機器
医療機器届出番号：11B2X10025000001



使用上の注意：必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

製造販売元

株式会社アステック

〒355-0063

埼玉県東松山市元宿2丁目36番地20

TEL. 0493-34-4311

販売元

株式会社カネカメディックス

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060