


アルジメルト®

穿刺部などにご使用いただける高機能パッドです

《ドライジェルパッド》が、血液や滲出液を吸収し、創に密着します。

最上部のフィルムが、染み出しを防ぎます。

吸収力に優れ、創に固着しにくい3層構造のシートです。



手術用被覆・保護材 一般医療機器届出番号：12B1X10009000010

製品規格

品名	品番	形状	サイズ (cm)	入り数/箱	滅菌
アルジメルト	AM5050	シート	5×5	10	EOG

使用目的、用途

- 術後創傷の被覆、保護

禁忌・禁止

- 再使用禁止



※本カタログの内容は平成22年5月現在のものです。

100 PRINTED WITH SOY INK ■大豆油インキを使用しています。

■製造販売元

光洋産業株式会社

www.koyoweb.com

千葉県山武市松尾町借毛本郷 665

メディカル部：03-3252-1705

東京都千代田区鍛冶町 1-9-9 石川 LK ビル

■発売元

株式会社カネカメディックス

http://www.kaneka-med.jp/

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060