

# Helix Band 橈骨動脈止血用 ヘリックスバンド

患者様に苦痛が少ない、圧力指標付の止血バンドです。

日本国内をはじめ、アジア、EUの医療現場でご好評をいただいておりますモデルT2から  
更にグレードアップした、モデルT6です。



モデル T 6

従来の機能をそのまま踏襲し装着時の安定性や簡易性が向上しています。  
また、より細い手首の患者様へも適用出来るようになりました。

# Features & Benefits



## ① 新デザインの圧迫ヘッド

刺入部に当たる部分です。  
T2と同素材で、新たにラウンド  
シェイプとすることで皮膚への  
当りがさらに優しくなりました。

## ② 新設のブロック

尺骨側に設けた新ブロックは装着  
時の安定性と簡易性を高めて、より  
簡単に装着できるようになりました。



細い手首の患者様への適用は、  
左図のように尺骨側のブロック  
を外し、そこへベルトを通すこと  
で可能となりました。



圧力マーカー  
本体頂部に内蔵された圧力  
マーカーで押圧力を視認す  
ることが出来ます。  
色分けされたマーカーは、  
およそ  
150、200、250mmHgの  
値を示します。

### 《 製品仕様 》

商品名	: ヘリックスバンド
カタログ番号	: T6
JANコード	: 4580614320016
包装単位	: 10個入/箱
滅菌種別	: EOガス滅菌
一般的名称	: 止血用押圧器具
クラス分類	: 一般医療機器

医療機器届出番号: 40B3X10017000001

(注) 製品仕様につきましては予告なく変更される場合があります。

### 【製造販売元】

株式会社イノーバ  
〒811-2209  
福岡県糟屋郡志免町王子4-2-13  
TEL: 092-692-4357 FAX: 092-692-4358

### 【お問い合わせ】

株式会社カネカメディックス  
<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル) TEL.050-3181-4100  
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060