



カネカコネクター


バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ

医療従事者向け

# カネカコネクター




## ● 9ミニコネクター




内径 0.117inch (2.97mm)

## ● 7ミニコネクター




内径 0.096inch (2.44mm)

## ● トリプルコネクター



内径 0.117inch (2.97mm)

## ● エアベントコネクター



内径 0.117inch (2.97mm)

## Ordering Information

品名	カタログ番号	JANコード	出荷単位
9ミニコネクター	RHV-9M-W01	8809330388497	10個/箱
7ミニコネクター	RHV-7M-W01	8809330388503	10個/箱
トリプルコネクター	RHV-TR-W01	8809330388510	10個/箱
エアベントコネクター	RHV-AV-N01	8809330388527	10個/箱

一般の名称: バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ  
 販売名: カネカコネクター  
 クラス分類: II (管理医療機器)  
 医療機器認証番号: 305ADBZX00035000  
 滅菌方法: エチレンオキシドガス滅菌

使用上の注意: 必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

製造元 HuBioMed Inc. (大韓民国)

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060

Ref No.107-261 Date Aug. 2023 1000 SP