


# ラディ丸



肘用クッションで伸展

手首用クッションで  
手首を伸展・挙上

フラップを肩の下へ挟み込みクッションを安定化

【特許登録第6203228号】

## 《 心臓カテーテル手術用手台 》

患者様の安楽な姿勢と手技中の安定感を提供するために開発されました

### 特長

■形状

患者様の肩から指先まで乗り、安楽な姿勢を支えます。フラップを肩の下へ挟み込みクッションを安定させることができます。

■伸展・挙上

手首用クッション、肘用クッションを使用し、穿刺し易いポジショニングを提供することができます。

■中素材

本体と肘用クッションの中素材は、流動性があり、押せば安定する特殊素材「ナジーム」+ビーズを使用。



流動性と  
安定感を  
確保！

【特許登録第576727号】

■衛生面


表皮はレザーで、使用後のお手入れが簡便です。

#### ＜準備＞




防水シートをセット

#### 【使用例】



フラップを肩の下に挟み込む



指固定バンドで安定

・手首用クッション  
・肘用クッションで伸展させる。

品名	商品コード	JANコード	内容
ラディ丸 本体セット	RS	4523375001527	本体・肘用クッション・手首用クッション・指固定バンド・防水シート

一般医療機器(クラスI)  
一般的名称：四肢画像診断・放射線治療用患者体位固定具  
販売名：ラディ丸  
医療機器製造販売届出番号：22B3X10013000001

品名(単品販売)	商品コード	JANコード	内容
肘用クッション	RP-H	4523375001534	3×15×18.5cm
手首用クッション	RP-T	4523375001541	5×6×18cm
指固定バンド	RP-Y	4523375001558	2.5×周38cm
手技台S	RP-SS	4523375001572	5×18×33cm
手技台M	RP-SM*	4523375001794	10×18×40cm
手技台L	RP-SL	4523375001589	10×25×40cm
防水シート	RP-B*	4523375001565	33×90cm

※印については、受注生産品の為、弊社営業担当にお問い合わせください。

看護師／澤海綾子氏と共同開発

日本製

【製造販売元】

株式会社丸井商事

<http://www.rakudes.com/>

静岡市清水区東大曲町 4-18 TEL.054-366-1612

【販売元】

株式会社カネカメディックス

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4100

TEL.050-3181-4060