




REN 035

Biliary Balloon Dilatation Catheter



形状・構造




Ordering Information

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長 (mm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr./mm)	最大拡張圧 (atm)	最大ガイドワイヤー径 (inch/mm)
RN35-0830-18	4540778172203	1800	8.0	30	7.4/2.45	8	0.035/0.89
RN35-1240-18	4540778172210		10.0-11.0-12.0	40		4	
RN35-1440-18	4540778172227		12.0-13.0-14.0			4	
RN35-1640-18	4540778172234		14.0-15.0-16.0				
RN35-1840-18	4540778172241		16.0-17.0-18.0				
RN35-0830-25	4540778172258	2500	8.0	30		8	
RN35-1240-25	4540778172265		10.0-11.0-12.0	40		4	
RN35-1440-25	4540778172272		12.0-13.0-14.0				
RN35-1640-25	4540778172289		14.0-15.0-16.0				
RN35-1840-25	4540778172296		16.0-17.0-18.0				

特長

■放射状に拡張するバルーン



■フレキシブルな先端チップ



■シームレスな先端構造



管理医療機器

一般的名称: 胆管拡張用カテーテル
販売名: カネカ胆管拡張バルーン REN 0.035
医療機器認証番号: 230ABBZX00011000
保険医療材料請求区分: 胆道結石カテ・EPBDバルーン

包装: 1本/箱

使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。

* は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060