

Demax インフレーションデバイス



品番	JANコード	規格(付属品)	仕様
IFD30	4562303317002	Demax インフレーションデバイス (耐圧三方活栓)	最大許容圧力: 30ATM 最大充填容量: 20ml

エチレンオキサイドガス滅菌済

販売名: Demax インフレーションデバイス
一般的名称: 非血管系バルーン用加圧器
医療機器分類: 一般医療機器
医療機器届出番号: 11B2X10025000017



使用上の注意: 必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

製造販売元

株式会社アステック

〒355-0063

埼玉県東松山市元宿2丁目36番地20

TEL. 0493-34-4311

販売元

株式会社カネカメディックス

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060