

カネカ造影カテーテル SHOREN

**SHOREN**  
胆管造影用カテーテル

医療従事者向け

カネカ造影カテーテル

# SHOREN




 KANEKA  
MEDICAL  
PRODUCTS

## 特長

- 1 | 広いカテーテル内腔  
ハイフローでスムーズな胆管造影をサポート
- 2 | ラウンド加工を施した先端チップ  
スムーズな挿管をサポート

## 形状・構造



## 製品仕様

| カタログ番号    | JANコード        | 有効長     | 最大ガイドワイヤー径            | 適合鉗子口径   | 包装   |
|-----------|---------------|---------|-----------------------|----------|------|
| SR35-2150 | 4540778173811 | 2,150mm | 0.035inch<br>(0.89mm) | Φ2.8mm以上 | 1本/袋 |
| SR35-2500 | 4540778173828 | 2,500mm |                       |          |      |

管理医療機器 (クラスII)  
 一般的名称: 胆管造影用カテーテル  
 販売名: カネカ造影カテーテル SHOREN  
 医療機器認証番号: 302ABBZX00016000



使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。

※「SHOREN」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18  
 TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060