

カネカ造影カテーテル SHOREN

SHOREN
胆管造影用カテーテル

医療従事者向け

カネカ造影カテーテル

SHOREN




 KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

特長

- 1 | 広いカテーテル内腔
ハイフローでスムーズな胆管造影をサポート
- 2 | ラウンド加工を施した先端チップ
スムーズな挿管をサポート

形状・構造



製品仕様

カタログ番号	JANコード	有効長	最大ガイドワイヤー径	適合鉗子口径	包装
SR35-2150	4540778173811	2,150mm	0.035inch (0.89mm)	Φ2.8mm以上	1本/袋
SR35-2500	4540778173828	2,500mm			

管理医療機器 (クラスII)
 一般的名称: 胆管造影用カテーテル
 販売名: カネカ造影カテーテル SHOREN
 医療機器認証番号: 302ABBZX00016000



使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。
 ※「SHOREN」は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
 TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060