

力ネカ内視鏡用局注針 ICHIBANYARI GI

— ICHIBANYARI — G —

単回使用内視鏡用注射針

医療従事者向け

— ICHIBANYARI — G —

力ネカ内視鏡用局注針



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

ICHIBANYARI

特 長

片手操作可能なハンドル

▶片手のみでの針の出し入れを実現


コシのあるシース

▶ストレスのない穿刺をサポート

ヒアルロン酸注入可能な内腔設計

▶スムーズな局注をサポート

構造図



製品仕様

カタログ番号	JANコード	針長	針外径		針形状	有効長	外径	適合 鉗子口径	包装
			G	mm					
YG23G-4RB-1600	4540778183070	4mm	23G	0,64mm	鋭針	1600mm	2.5mm	2.8mm以上	5本/箱
YG23G-5RB-1600	4540778183087	5mm							
YG25G-3RB-1600	4540778183094	3mm							
YG25G-4RB-1600	4540778183100	4mm							
YG25G-5RB-1600	4540778183117	5mm							
YG25G-3RB-2200	4540778183124	3mm							
YG23G-3SB-2200	4540778183131	3mm	23G	0,64mm	鈍針	2200mm			
YG23G-4SB-2200	4540778183148	4mm							
YG25G-2SB-1600	4540778183155	2mm	25G	0,51mm		1600mm			
YG25G-3SB-2200	4540778183162	3mm			2200mm				
YG25G-4SB-2200	4540778183179	4mm							

クラス分類：管理医療機器(クラスII)

一般的名称：単回使用内視鏡用注射針

販売名：カネカ内視鏡用局注針 ICHIBANYARI GI

医療機器認証番号：226ABBZX00096A01


保険医療材料請求区分：097 食道静脈瘤 硬化療法用セット(1)食道静脈瘤 硬化療法用穿刺針



使用上の注意：必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。

※「ICHIBANYARI」は株式会社カネカの登録商標です。

※「」は株式会社カネカの出願中の商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060