

カネカ呼吸器拡張バルーン

REN[®]BB

内視鏡下拡張用カテーテル

医療従事者向け

カネカ呼吸器拡張バルーン

REN[®]BB

Broncho Dilatation Balloon Catheter



KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

特長

均等に拡張・収縮するバルーン

拡張部位からのスリップ防止と内視鏡からの抜去抵抗軽減をサポート



シームレスな先端構造

スムーズな狭窄部位突破をサポート




バルーン後端が分かるビジュアルマーカー

内視鏡下でのバルーン位置調整をサポート



形状・構造



Product Specifications

カタログ番号	JANコード	カテーテル有効長 (mm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	シャフト径 (Fr./mm)	最大拡張圧 (atm)	最大ガイドワイヤー径 (inch/mm)	最小適合鉗子口径 (mm)
RN2B-0320-18	4540778172876	1,800	3.0	20	6.4/2.12	8	0.025/0.64	2.8
RN2B-0430-18	4540778172883		4.0					
RN2B-0630-18	4540778172890		6.0					
RN2B-0830-18	4540778172906		8.0					
RN2B-1240-18	4540778172913	1,800	10.0-12.0	40	7.1/2.35	7	0.025/0.64	3.0
RN2B-1540-18	4540778172920		13.0-15.0					3.2
RN2B-1840-18	4540778172937		16.0-18.0					3.2

管理医療機器 (クラスII)
 一般的名称: 内視鏡下拡張用カテーテル
 販売名: カネカ呼吸器拡張バルーン
 医療機器認証番号: 230ABBZX00115000

包装: 1本/箱



使用上の注意: 必ず添付文書をご覧ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。
 ※[REN]は株式会社カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
 TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060