

シラスコン®脳室ドレナージ回路(定量計付)

カタログ番号	概要	包装単位	医療機器製造販売届出番号
779N	定量計容量50mL	5セット/箱	09B1X00004000110

製造販売元：フォルテグロウメディカル株式会社

シラスコン®排液バッグ(定量計付)

カタログ番号	概要	包装単位	医療機器製造販売届出番号
771N	定量計容量60mL、バッグ容量400mL	5枚/箱	09B1X00004000112

製造販売元：フォルテグロウメディカル株式会社

シラスコン®回路用ラックⅢ

カタログ番号	概要	包装単位	医療機器製造販売届出番号
774-3N	シラスコン®脳室ドレナージ回路専用	1セット/箱	医療機器に該当しません

シラスコン®バッグ用ハンガー

カタログ番号	概要	包装単位	医療機器製造販売届出番号
773N	シラスコン®排液バッグ専用	5個/箱	医療機器に該当しません

※「シラスコン」は株式会社カネカの登録商標です。

販売元
株式会社 カネカメディックス

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル） TEL.050-3181-4100
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー） TEL.050-3181-4060


Ref No.107-240a Date Aug. 2024 2000 AR

シラスコン®

医療従事者向け

脳室ドレナージ回路(定量計付)
排液バッグ(定量計付)

「いくら出た？」
ひと目でわかる定量計




正確な脳脊髄液排出量を測定したいとき

定量計がないと...

2時間前が190mLで、
今回が...210~220mLなので
だいたい20~30mLくらいです...

いくら出てる?




※排泄バッグの目盛りは100mLまでが10mL単位、100~600mLまでが50mL単位です。

定量計があると...

はい24mLです

いくら出てる?



すぐにわかってとっても便利!

※定量計の目盛りは1mL単位です。

脳脊髄液排出量を 1mL単位で測定できる製品

シラスコン®脳室ドレナージ回路(定量計付)



- シラスコン®回路用ラックⅢに装着して使用してください。

シラスコン®排泄バッグ(定量計付)



- シラスコン®バッグ用ハンガーに装着できます。