

シラスコン® 医療用チューブSP

【製品概要】

- シリコン製の医療用チューブです。
- 用途に応じて12種類のサイズから選択できます。
- 外径4mm以上のサイズにはX線不透過ラインがついています。

カタログ番号	内径(mm)	外径(mm)	X線不透過ライン	JANコード
100-00SP	0.5	1.0	—	4974007801174
100-0SP	1.0	1.5	—	4974007801181
100-1SP	1.0	2.0	—	4974007801198
100-2SP	2.0	3.0	—	4974007801204
100-3RSP	2.5	4.0	○	4974007801211
100-4RSP	4.0	5.5	○	4974007801228
100-5RSP	5.0	7.0	○	4974007801235
100-6RSP	6.0	8.0	○	4974007801242
100-7RSP	7.0	9.5	○	4974007801259
100-8RSP	8.0	11.0	○	4974007801266
100-9RSP	8.0	12.0	○	4974007801273
100-10RSP	10.0	14.0	○	4974007801280

各サイズの包装単位は10メートル/袋です。

販 売 名：医療用チューブSP
一 般 的 名 称：排液用チューブ
製 造 販 売 元：信越ポリマー株式会社
医 療 機 器 認 証 番 号：306ADBZX00036000
*「シラスコン」は（株）カネカの登録商標です。



使用上の注意：必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

※製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。



【販売元】

株式会社 カネカメディックス

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル） TEL.050-3181-4100
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー） TEL.050-3181-4060