


血腫・その他ドレナージ

Neurosurgical Drainage products



持続 髄液ドレナージ			
製品名	カタログ番号	概要	医療機器承認番号(製造販売届出番号) 販売名
シラスコン® 脳室ドレナージ	762-3N	E-3M-4 (内径1.4mm / 外径2.5mm / 全長30cm)	20100BZZ02022000 シラスコン® 脳室ドレナージ
	763-3N	E-3L-6 (内径1.4mm / 外径2.5mm / 全長100cm)	
	765-4N	E-4L-6 (内径1.7mm / 外径3.0mm / 全長100cm)	
	766-5N	E-5L-8 (内径2.0mm / 外径3.5mm / 全長100cm)	
	767-6N	E-6L-4 (内径2.3mm / 外径3.9mm / 全長100cm)	
	767-8N	E-8L-4 (内径3.0mm / 外径5.0mm / 全長100cm)	
シラスコン® 脳室ドレナージ (スタイレット付)	760-3N	S-3M-6 (内径1.5mm / 外径2.5mm / 全長35cm)	20100BZZ02023000 シラスコン® 脳室ドレナージ
	760-4N	S-4M-6 (内径1.7mm / 外径3.0mm / 全長35cm)	
	760-5N	S-5M-6 (内径2.1mm / 外径3.5mm / 全長35cm)	
	760-6N	S-6M-4 (内径2.3mm / 外径3.9mm / 全長35cm)	
シラスコン® 脳槽ドレナージ	720-3N	E-3L-12 (内径1.5mm / 外径2.5mm / 全長100cm)	20100BZZ02023000 シラスコン® 脳槽ドレナージ
	720-4N	E-4L-12 (内径1.8mm / 外径3.0mm / 全長100cm)	
	720-5N	E-5L-10 (内径2.1mm / 外径3.5mm / 全長100cm)	
シラスコン® スパイナルドレナージ	790N	スパイナルカテーテル (内径0.9mm / 外径1.65mm) シリコン製 翼付コネクタ-19G	15900BZZ01037000 シラスコン® スパイナルドレナージ
スパイナルドレナージキット	791N	スパイナルカテーテル (内径0.9mm / 外径1.65mm) シリコン製 翼付コネクタ-19G、腰椎穿刺針14G	20800BZZ00689000 スパイナルドレナージキット
シラスコン® スパイナルドレナージキットII	794N	スパイナルカテーテル (内径0.9mm / 外径1.65mm) ポリウレタン製 翼付コネクタ-19G、腰椎穿刺針14G	21700BZZ00208000 シラスコン® スパイナルドレナージキットII
シラスコンスパイナルドレナージキットIII	795N	スパイナルカテーテル (内径0.9mm / 外径1.6mm) シリコン製 コネクタ、腰椎穿刺針14G	30800BZX00171000 シラスコンスパイナルドレナージキットIII
閉鎖式スパイナルドレナージキット	793-1N・793-2N 793-3N	スパイナルカテーテル (内径0.9mm / 外径1.65mm) シリコン製 翼付コネクタ-19G、腰椎穿刺針14G、閉鎖式排液バッグ (バッグ容量 500mL)、アクティーパーバルブII (中圧、高圧、低圧)	21200BZZ00142000 閉鎖式スパイナルドレナージキット
シラスコン® L-PシャントK型 部品:腰椎穿刺針	702-1N	ステンレススチール製14G	15100BZZ00770000 シラスコン® L-PシャントK型
シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (ワンタッチ式クランプ付)	775N	ワンタッチ式クランプ付、カテーテル側チューブ長さ:70cm	(09B1X00004000110) シラスコン® 脳室ドレナージ回路
シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (ワンタッチ式クランプ付)	775-120N	ワンタッチ式クランプ付、カテーテル側チューブ長さ:120cm	
シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (ワンタッチ式クランプなし)	776N	ワンタッチ式クランプなし、カテーテル側チューブ長さ:70cm	
シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (ワンタッチ式クランプなし)	776-120N	ワンタッチ式クランプなし、カテーテル側チューブ長さ:120cm	
シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (定量計付)	779N	定量計容量 50mL、カテーテル側チューブ長さ:101cm	(09B1X00004000112) シラスコン® 排液バッグ
シラスコン® 排液バッグ	770N	ワンタッチ式クランプ付 バッグ容量 600mL	
シラスコン® 排液バッグ (定量計付)	771N	定量計容量 60mL バッグ容量 400mL	(09B1X00004000111) シラスコン® 閉鎖式排液バッグ
シラスコン® 閉鎖式排液バッグ	781-1N	逆流防止弁付 バッグ容量 500mL	
	781-2N	逆流防止弁付、クランプ付 バッグ容量 500mL	21100BZZ00161000 アクティーパーバルブII
アクティーパーバルブII	778-1N・778-2N 778-3N・778-4N	中圧、高圧 低圧、超高圧	
シラスコン® 回路用ラックIII	774-3N	シラスコン® 脳室ドレナージ回路専用 レーザーポインターB付	医療機器に該当しません
シラスコン® バッグ用ハンガー	773N	シラスコン® 排液バッグ専用	医療機器に該当しません

血種・その他のドレナージ			
製品名	カタログ番号	概要	医療機器承認番号(製造販売届出番号) 販売名
シラスコン® 脳室ドレナージ (スタイレット付)	760-3N	S-3M-6 (内径1.5mm / 外径2.5mm / 全長35cm)	20100BZZ02022000 シラスコン® 脳室ドレナージ
	760-4N	S-4M-6 (内径1.7mm / 外径3.0mm / 全長35cm)	
	760-5N	S-5M-6 (内径2.1mm / 外径3.5mm / 全長35cm)	
	760-6N	S-6M-4 (内径2.3mm / 外径3.9mm / 全長35cm)	
シラスコン® 硬膜下ドレナージ	785-4N・785-5N	785-4N:E-4L-12 (内径1.8mm / 外径3.0mm / 全長80cm) 785-5N:E-5L-10 (内径2.1mm / 外径3.5mm / 全長80cm) 三方活栓、閉鎖式排液バッグ付 (バッグ容量500mL)	20200BZZ01174000 シラスコン® 硬膜下ドレナージ
	785-5A	E-5L-10 (内径2.1mm / 外径3.5mm / 全長80cm) 三方活栓、閉鎖式排液バッグ付 (バッグ容量500mL)、クランプ付	
シラスコン® 硬膜外ドレナージセット	780-4N	内径2.1mm / 外径4.0mm / 全長80cm 三方活栓、閉鎖式排液バッグ付 (バッグ容量500mL)	15400BZZ00710000 シラスコン® 硬膜外ドレナージセット
	780-4A	内径2.1mm / 外径4.0mm / 全長80cm 三方活栓、閉鎖式排液バッグ付 (バッグ容量500mL)、クランプ付	
シラスコン® 閉鎖式排液バッグ	781-1N	逆流防止弁付 バッグ容量 500mL	(09B1X00004000111) シラスコン® 閉鎖式排液バッグ
	781-2N	逆流防止弁付、クランプ付 バッグ容量 500mL	

※「シラスコン」「アクティーパーバルブ」は(株)カネカの登録商標です。

販売元

株式会社カネカメディックス
https://www.kaneka-med.jp/



東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル) TEL.050-3181-4100
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060

シラスコン®

医療従事者向け



脳神経外科ドレナージ 総合カタログ


Neurosurgical Drainage products




KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS

持続 髄液ドレナージ

Neurosurgical Drainage products





血腫・その他ドレナージ
〔閉鎖式ドレナージ〕

