

2021年11月吉日

取引先各位

製造販売元：株式会社アステック  
販売元：株式会社カネカメディックス

### Demax インフレーションデバイス 仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社で販売しております Demax インフレーションデバイスにおきまして、プランジャー（回転ハンドル）の形状とメーターパネルのデザイン変更をさせて頂くことになりましたので、下記の通りご案内申し上げます。変更点の詳細は別紙をご参照いただきますようお願い申し上げます。なお、当該製品の使用方法、添付文書、その他の変更はございません。

今後とも、より一層のご愛顧賜りますよう、何卒よろしくようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

販売名	Demax インフレーションデバイス
品番	IFD30
医療機器 届出番号	11B2X10025000017
変更時期	2021年12月出荷予定分より
ロット	LD210435以降

以上



2021 年 11 月 吉日

お得意様各位

## Demax インフレーションデバイス 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社で販売しております Demax インフレーションデバイスにおきまして、製品仕様の変更をさせて頂くことになりましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今回のご案内に関してご不明な点等がございましたら、お手数をお掛け致しますが弊社営業担当までご連絡をお願い致します。

敬具

### 記

- 【仕様変更点】
1. プランジャー（回転ハンドル）の形状変更  
加圧、減圧する際に回転方向をわかりやすくするため、従来円形状のハンドル部を D 型に変更し「**J**+・**D**-」の刻印を付けました。
  2. メーターパネルのデザイン変更  
生産性向上のため、パネル中央部にエンボス加工を施しました。  
(当面の間エンボス付きと無しが混在します)

【対象製品】 Demax インフレーションデバイス 品番：IFD30 LOT：LD210435 以降


【変更時期】 2021 年 12 月出荷予定  
製造状況の問題により、ご案内が遅くなりまして申し訳ございません。

以上

別紙

【外観写真】

従来品



変更品

