

2022年3月吉日

取引先各位

株式会社カネカメディックス

血液浄化用血液回路の変更に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、製造販売元のSBカワスミ株式会社より、下記対象製品につきまして、仕様並びに規格名の変更の案内がございましたので、ご査収くださいますよう、お願い申し上げます。

今後とも引き続き弊社製品をご愛顧戴きますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：

販売名	カタログ番号	医療機器認証番号
血液浄化用血液回路 (腹水濾過濃縮用血液回路)	KMT-K005 KMT-K006	21500BZZ00312000

2. 変更点：

カタログ番号		JANコード	
変更前	変更後	変更前	変更後
KMT-K005	KMT-K005A	4987488087425	4987488089962
KMT-K006	KMT-K006A	4987488087432	4987488089979

3. 対象ロット：

- ・ KMT-K005A：2022年6月生産分から適用

※ロット確定後、改めてご案内いたします。

- ・ KMT-K006A：LOT220128 から適用

※一部のお客様にはすでに変更後の仕様にて納品させていただいております。

上記につきましてご不明な点に関しましては、弊社営業担当までお問合せいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

2022年3月

お客様各位

血液浄化用血液回路規格変更に関するご案内

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平素よりご愛顧賜っております「多用途血液処理用血液回路(腹水濾過濃縮用血液回路)血液浄化用血液回路」につきまして、以下の通り仕様変更並びに規格名変更することを謹んでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

1. 対象製品

一般的名称	多用途血液処理用血液回路（腹水濾過濃縮用血液回路）
販売名	血液浄化用血液回路
医療機器承認番号	21500BZZ00312000
製造販売業者	SB カワスミ株式会社

対象規格	変更前	変更後
規格名①	KMT-K005	KMT-K005A
JAN コード	4987488087425	4987488089962
規格名②	KMT-K006	KMT-K006A
JAN コード	4987488087432	4987488089979

2. 変更内容

別紙参照

3. 対象ロット

- ・ KMT-K005A:2022年6月生産分から適用
※ロット確定後、株式会社カネカメディックス担当者より別途ご案内申し上げます。
- ・ KMT-K006A:LOT220128 から適用
※一部のお客様にはすでに変更後の仕様にて納品させていただいております。

S Bカワスミ株式会社 〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号 www.sb-kawasumi.jp



住友ベークライト株式会社と川澄化学工業株式会社は医療機器事業を2021年10月1日に統合し、「SB カワスミ株式会社」として新たにスタートしました。

SK2021-025



KMT-K005 の変更点について

別紙

1. 排出ライン

1 次包装:KMT-K005-1	排出ライン
<変更前>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;">3.4mm×4.9mm</div>
<変更後>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;">3.3mm×5.7mm</div>
<変更内容> <ol style="list-style-type: none"> 1. チューブの長さを 200mm→1200mm に変更 2. チューブの径を変更(3.4mm×4.9mm)→(3.3mm×5.7mm) 3. 小クランプ→大クランプに変更 4. 脱落防止チューブに変更 	



2. 排液ライン

1 次包装:KMT-K005-2	排液ライン
<変更前>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;">3.4mm×4.9mm</div>
<変更後>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;">3.3mm×5.7mm</div>
<変更内容> <ol style="list-style-type: none"> 1. チューブの径を変更 2. 小クランプ→大クランプに変更 	



KMT-K006 の変更点について

別紙

1. 洗浄ライン/原腹水取込ライン

1 次包装:KMT-K006-1	洗浄ライン/原腹水取込ライン
<変更前> 	
<変更後> 	
<変更内容> 1. 小クランプ→ローラークランプに変更	

2. 排出ライン

1 次包装:KMT-K006-1	排出ライン
<変更前> 	
<変更後> 	
<変更内容> <ol style="list-style-type: none"> 1. チューブの長さを 200mm→1200mm に変更 2. チューブの径を変更 3. 小クランプ→大クランプに変更 4. 脱落防止チューブに変更 	